

大象机器人产品手册

myCobot Pro 600



语言:简体中文

版本号: V 2022.03.08



版权声明

未经深圳市大象机器人科技有限公司(以下简称"大象机器人")的 书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、撰写、转译、复制本手册(技 术文档、软件等)的任何内容,不得以任何形式(包括资料和出版物)进 行传播。

除此以外,本手册提到的产品信息及其相关资源仅供参考,内容如有 更新,恕不另行通知。

除本手册中有明确陈述之外,本手册中的任何内容不应解释为大象机 器人对个人损失、财产损害和具体适用性等做出的任何担保或保证。

版权所有,侵权必究。

© 2020 - 2022 深圳市大象机器人科技有限公司. All Rights Reserved.



手册概述

关于手册

欢迎使用 myCobot 系列协作机器人,并感谢您的购买。

本手册记载了如何正确安装和使用 myCobot 系列协作机器人,以及需要注意的 相关事项。安装和使用机器人前,请仔细阅读本手册及相关手册。阅读之后,请妥善保 管,以便随时取阅。

手册的阅读对象

本手册面向:

- 安装人员。
- 调试人员。
- 维修人员。

手册用法

本手册应在进行以下作业时使用:

- 安装工作:将机器人搬运到工作位置并按照安装说明将其固定在机座上,将
 其他部件放置到合适位置并完成电气连接。
- 调试工作:将机器人调试到工作状态。
- 维修工作:定期对机器人系统进行维护,以确保其功能正常发挥;当由于环境影响或 使用人员的不当操作、机器人系统中某个零部件超过正常使用年限等诸多原因而导 致机器人发生故障时,需要对机器人进行维修工作。

备注:

本手册不定期更新,更新日期即版本号,用户在大象机器人官方网站下载最新版。



	· 天
н	

1	安全注意事项	. 6
	1.1 简介	. 6
	1.2 安全警示符号说明	. 7
	1.3 危险识别	. 8
	1.4 安全注意事项	10
	1.5 警示标签介绍	12
	1.6 避免误用	13
	1.7 紧急停止	13
	1.7.1 急停按钮	14
	1.7.2 碰撞检测	14
	1.8 紧急事项处理	15
2	快速入门	16
	2.1 机械臂安装说明	16
	2.2 显示模块连接	$\frac{1}{22}$
	2.2.1 显示屏连接	22
	2.2.2 远程连接	23
	2.3 快速构建一个可运行的项目	24
	2.3.1 准备工作	24
	2.3.2 流程图	25
	2.3.3 具体步骤	26
3	产品简介	38
	3.1 概述	38
	3.2 产品外观及构成	39
	3.3 工作原理及规格	40
	3.3.1 工作空间	40
	3.3.2 坐标系	41
	3.3.3 运动功能	44
	3.4 技术规格	45
	3.4.1 技术参数	45
	3.4.2 尺寸参数	46
4	接口说明	48
	4.1 底座电气接口	48
	4.1.1 底座电气接口介绍	48
	4.1.2 底座电气接口说明	50
	4.2 机械臂末端电气接口	52
	4.2.1 机械臂末端介绍	52
	4.2.2 末端电气说明	52

大象机器人 Elephant Robotics

	clephant Robotics	Shehzhen Elephant roboties reenhology co., Eta.
5	操作指南	54
	5.1 RoboFlow 软件使用说明	
	5.1.1 概述	
	5.1.2 主要界面介绍	55
	5.1.3 常用工具介绍	
	5.1.4 功能指令	100
	5.2 API 接口说明	130
	5.2.1 概述	130
	5.2.2 Socket 字符串格式规范	130
	5.2.3 Socket API 使用示例	143



1 安全注意事项

1.1 简介

1. 本章内容简介

本章详细介绍了有关对大象协作型机器人执行操作和编程工作的人员的常规安全信息。请在对大象机器人进行操作和编程前,先充分阅读和理 解本章节的内容与注意事项。

根据《GB 11291.1-2011》文中所述,不管是机器人制造厂家、系统集成商, 还是个人使用者,都需要在使用机器人前进行危险识别和风险评估。进行危险分析, 可以确定可能出现的任何危险;而针对危险识别中确定的危险,应该进行风险评估, 以便最大程度的保证人身安全和财产安全。

本章通过介绍不同的安全警示符号和注意事项,提供一个基础的安全使用指南。

2. 相关术语解释

1) 协同操作 专门设计的机器人在规定的工作空间内直接与人一同工作的状态。

2) 协同工作空间 在机器人

单元的安全防护空间中,机器人与人在生产活动中可同时完成任务

1.2 安全警示符号说明

如表 1-1 所示,本节

介绍了本手册中使用的安全警示符号。读者也可以在其他章节里找到和本章中对应的 符号,请注意这些符号所代表的含义。

危险	危险:即将引发危险的情况,如果不避免,可导致人员死亡或严重伤害。
文 警告	警告:有可能引发危险的情况,如果不避免,可导致人员伤害或设备 严重损害。
小心触电	小心触电:有可能引发危险的用电情况,如果不避免可导致人员伤害或设备严重损害。
※止	禁止:不允许做的事情。
L 注意	注意:需要注意的重要事项。

表1-	1	安全警示符号表
-----	---	---------



1.3 危险识别

协作机器人的安全性建立在正确配置和使用机器人的前提上,并且,即使遵守所有的 安全指示,操作人员所造成的伤害或损害依然有可能发生。因此,了解机器人使用的安 全隐患非常重要,有利于防患于未然。

以下表 1-2~4 是操作机器人的情境下可能存在的常见安全隐患:



表 1-2 危险级安全隐患



表 1-3 警告级安全隐患

	警 告
1	在机器人附近嬉戏打闹,可能会被运行中的机器人碰撞,或者被电缆线等障碍物
	绊倒造成人身伤害。
2	未授权人员对安全配置参数更改,导致安全功能失效,可能引起危险。
3	因工作环境中的其他设备或者机器人末端执行器等尖锐表面造成刮伤、刺伤。
4	机器人是精密机械,踩踏可能造成机器人损伤。
	夹持不到位或关闭机器人电源、气源前 (未确定末端执行器是否牢固夹持物体而
5	不会因为失去动力而掉下)未将夹持的物体取下,可能会引起危险,例如造成人
	被砸伤。
6	机器人存在意外移动的风险,在任何情况下,切勿站在机器人任何轴的下方!

表 1-4 有可能导致触电的安全隐患

	小心触电
1	使用非原装电缆可能会引发未知危险。
2	用电设备接触液体可能导致漏电危险。
3	电气连接错误时可能存在触电隐患。
4	务必在关闭控制器与相关装置电源并拔出电源插头之后进行更换作业。如果在通
	电的状态下进行作业,则可能会导致触电或故障。

1.4 安全注意事项

一般来说,与普通机械比起来,机器人有着工作范围更大、速度更快等特点,因此也就伴随着普通机械没有的危险。在对机器人进行操作和编程时,需要注意以下表 1-5~6 所示事项 (以下只列出部分常见注意事项):

表 1-5 需要禁止的安全注意

	家正
1	禁止改装机器人,或者使用非原装配件。
2	禁止未经过培训的非专业人员随意进入机器人工作区域、随意按下任意按钮或者
2	做其他操作。
3	相关人员在饮酒、服用药品或兴奋药物而受到影响后,不得操作机器人。

表 1-6 一般安全注意事项

	主意
1	操作人员务必阅读并遵循这些安全说明。只有熟悉机器人并且经过操作和编程使
	用机器人方面培训的人员才允许操作和编程使用机器人。
2	确保已按照风险评估中所定义的建立安全措施和机器人安全配置参数以保护程
2	序员、操作人员和旁观者。
3	操作人员不能松开长发(长发必须拢起)并佩戴工作帽,不能佩戴各种首饰。
	与机器人协同操作的操作人员必须熟悉并掌握设备上各种警示标识和警示符号
Λ	的内容及准确位置,并保证各种警示标识和警示符号的完整清晰,在打开和启动
4	设备前,确保所有安全装置及相关附件正常且无人在设备启动的危险位置。当
	机器人运行出现异常情况时应立即停机并及时报告。
5	操作人员必须明确职责范围,不许随意更改操作程序和示教,其他人员不得进入
	协同操作空间及危险区。
6	操作人员进入安全防护门防护的设备安全区域内时,绝对保证在该区域内工作时
0	安全防护门始终打开,门必须用锁扣锁定在打开位。
7	操作人员在生产作业时,应确保各启动装置正常,不能随意启动。
8	操作人员维护保养设备时,必须关闭主电源开关后方可进行维护保养工作。
9	机器人工作区内不得堆放任何物品,控制箱内不准放任何杂物。
10	作业结束后, 应立即关闭安全防护门, 并按程序关闭好气、电各种开关, 清理好
10	工作现场。



	勿用刀击光机储入又仁机储入工态主单初。	
12	在机器人周围, 勿有危险行为或游戏。	
13	请确保机器人在运动中不会与自身或其他物体产生剧烈碰撞。	
14	如果机器人已损坏,请勿继续使用。	
15	请在机器人参数范围与使用寿命内使用机器人,否则会造成严重的安全问题。	
16	解除紧急停止状态后,需再次将伺服电源开启前,需要将造成紧急停止原因的	
10	障碍物、故障去除后,再开启伺服电源。	
17	请注意机器人的旋转轴,防止电缆线、气管缠绕。请与轴保持距离,以防止头	
17	发或衣服被缠绕。	
10	编程人员第一次运行程序时最好使用试运行模式,以免因路径与预期不符发生碰	
10	撞或导致其他非预期情况的发生。	

1.5 警示标签介绍

机器人是高精密设备,同时在不熟悉或者不按照手册进行操作和使用时也比普通机械更有危险性,如图 1-1 所示是贴在控制器上的标签,提醒操作人员使用前务必先阅读相关操作手册。



图 1-1 提示操作前阅读手册标签

控制器中提供了整个机器人系统的电源,因此使用时务必正确操作,防止触电,图示

1-2 是控制器上贴的防止触电警示标签,为的是提醒操作人员接触控制器有触电的隐

患,需要正确使用,防止触电。



图 1-2 提示防止触电标签

1.6 避免误用

请不要将大象机器人用于以下用途。

- 医疗与生命攸关的应用中。
- 可能会引起爆炸的环境中。
- 未经过风险评估直接使用。
- 安全功能等级不够的使用。
- 不符合的机器人性能参数的使用。

1.7 紧急停止

本节内容介绍了机器人的两种急停方式:

- ◆ 如果在机器人动作期间感觉到异常,请立即按下紧急停止开关。
- 当机器人与人或物体碰撞所产生的力大于该阈值时,机器人会检测到碰撞
 所产生的力,从而停止或移动到某个既定位置(碰撞返回)。

1.7.1 急停按钮

按下急停按钮时,驱动器将会被停止,制动器将会启动,电机电源将关闭,且电磁制动器将停止机器人的惯性运动,机器人将停止一切运动,在操作系统中正在运行的程序也会被停止。

但在正常动作时,请勿随意按下紧急停止开关。如果在动作期间按下紧急停止开关,停下之前的机器人动作轨迹则会与正常动作时的轨迹不同,可能会撞到外围装置等。

处于紧急停止以外状态时(正常时),如果要将机器人系统置于紧急停止状态, 请在机器人不动作时按下紧急停止开关。

使用紧急停止开关前,需了解以下事项:

· 只有在紧急情况下才能使用紧急停止(E-STOP)开关来停止机器人。

· 若要在非紧急情况下停止机器人运行程序, 需使用 Pause (停止) 或 STOP (程序停止) 命令。Pause 与 STOP 命令不会关闭电机。因此, 制动器也不会工 作。

· 对于安全防护系统, 切勿使用 E-STOP 电路。

1.7.2 碰撞检测

机器人在运行过程中,有可能会触碰到人或物体。可以通过设定一个保护力阈值 起到保护的作用。具体的运行方式如下:当机器人与人或物体碰撞所产生的力大于该 阈值时,机器人会检测到碰撞所产生的力,从而停止或移动到某个既定位置(碰撞返 回)。

请注意当保护力阈值设定过高时,需要较大的力才能使机器人停止,会在一定程 度上降低碰撞检测的灵敏程度。当保护力阈值设定过低时,机器人持有负载时可能会

14

因为自身运动所产生的过高力矩而停止。请在指导下设定保护力的阈值。

除此之外,你可以对机器人的每个动作和每次运动进行保护力阈值的设定,设定 包含 X-Y 平面(水平方向)与 Z 平面(竖直方向)两个保护力阈值方向的设定。

1.8 紧急事项处理





2 快速入门

2.1 机械臂安装说明

1 机械臂开箱物品全览





2 底座安装

1. 安装 M6X16 螺丝将底板固定在台面上



2. 安装完成的效果图





3. 将机械臂底座放置到固定好的底板上



4. 拆卸机械臂底座上的罩壳固定螺丝





5. 打开机械臂底座的罩壳,并使用 M6X16 的螺丝将机械臂底座和底板固定





6. 安装完成后,将机械臂底座的罩壳扣上



7. 安装机械臂底座的罩壳固定螺丝





8. 安装机械臂底座的罩壳固定螺丝



9底板尺寸图



2.2 显示模块连接

2.2.1 显示屏连接

1, 准备好配件中的显示器连接线,如图 2-1 所示,一端为 HDMI 接头,一端为 micro HDMI 接头。



图 2-1 显示屏连接线

2, HDMI 接头与电脑相连, micro HDMI 接有与机器人相连, 机器人接口位置如图 2-2 所示。连接好后给机器人上电即可显示。





图 2-2 机器人 micro HDMI 接口

2.2.2 远程连接

- 1. 给机器人上电,使用网线连接机械臂和 PC。
- 2. 在远程端打开软件"VNC Viewer",如图 2-3 所示,在输入框输入机器人的 IP 地

址,按下回车键进行连接。

	VNC Viewer	008
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>H</u> elp		
VNC CONNECT by RealVNC	192.168.1.159	🙎 Sign in 🔻
	Connect to address or hostname "192.168.1.159"	

图 2-3 打开 VNC 软件

1, 如图 2-4 所示, 在弹出的认证窗口中, 输入机器人端的账号和密码, 默认账户

名为 "pi", 密码为 "elephant"。输入完成后点击 "OK" 按钮即可连接。

	VNC Viewer	000
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>H</u> elp		
VNC CONNECT by RealVNC 192.168.1.159		🙎 Sign in 👻
	192.168.1.159 - VNC Viewer 🛛 🖨 🖲 😣	
	Authentication 😣	
	Authenticate to VNC Server 192.168.1.159::5900 (TCP)	
	Enter VNC Server credentials (Hint: NOT your RealVNC account details)	
	Username: pi	
	Password: ******	
	Remember password Forgot password?	
	Catchphrase: Cowboy chariot jasmine. Austria trilogy grille.	
	Signature: 62-4a-ed-90-e7-51-t0-at	
Altornati		
Alternativ	Stop	

图 2-4 远程连接机器人



2.3 快速构建一个可运行的项目

2.3.1 准备工作

- 1, 前提条件
 - 1) 检查机械臂完好无损坏
 - 2) 安装固定机械臂
 - 3) 连接电源适配器并提供合适的电压
 - 4) 连接可视化设备 (显示器/PC 远程连接)
 - 5) 连接键盘鼠标 (连接显示器使用时)
 - 6) 急停开关处于打开状态



2.3.2 流程图

如图 2-5 所示即为程序编辑流程图。



图 2-5 程序编辑流程图

2.3.3 具体步骤

2.3.3.1 登录

当系统成功启动后,将会进入如图 2-6 所示的 RoboFlow 操作系统的登录界面。

选择登录用户名"Admin"或其他管理员用户名(只有管理员权限才允许编辑和调试程序),点击密码框将会出现如图 2-7 所示的弹窗。

图 2-6 登录界面



深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.

elephant OK X										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+#=
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	Caps lock
а	S	d	f	g	h	j	k	ι		清除
	Z	x	С	V	b	n	m			Space

图 2-7 输入键盘

默认管理员用户"Admin"对应的登录密码是"elephant"(如若选择了其他管理 员用户名则输入对应登录密码),输入密码点击"OK",将回到图 2-6 界面。再点击 "登录",即可成功登录。





2.3.3.2 上电

		RoboFlow	~ ^ X
Robo 主葬)Flow 菜单	 ■ 最近使用程序 点击下列链接可直接运行最近使用的程序. 1. 20210902_Aging.ep 	
运行程序	/>編写程序	/home/pi/.local/share/ElephantRobotics/RoboFlow/programs/ 20210902_Aging.ep	
统计报表	記畫中心		
ショル	し、美机		

登录成功后,将会进入如图 2-8 所示的主菜单界面。

图 2-8 主菜单

在主菜单界面,选择"配置中心",将会进入如图 2-9 所示的界面(此时还未上电)。 在确保急停旋钮未被按下的情况下,点击如图 2-9 所示的"启动机器人"按键。此 时界面将会发生变化,将会出现如图 2-10 所示的"正在上电中"图标。如若上电成功, 将会出现如图 2-11 所示的"正常"状态。如若失败,请检查是否缺少执行哪些步骤。

完成上一个步骤后, 在配置中心中点击 "< 主菜单"按键即可返回主菜单。



图 2-9 未上电状态

		RoboFlow	~ ^ X
<	主菜单		03:27:00 下午
	配置中心	机器人状态	
ס	初始化	● 错误!	
	默认程序	Initialization	
Ð	版本更新		
A	账号管理	▲ 項號床设置」正開的现象。 (最大负载: 2 kg	
En	语言和单位	1 设置配置 し し し し し し し し し し し し し し し し し し	
C	时间	正在启动机器人	
Ţ.	触摸屏校准	启动机器人	
A	打包姿态	仅上电	
2	关于我们	此按钮只完成机器人上电,无使能.	

图 2-10 上电过程中



图 2-11 上电完成



2.3.3.3 新建空白程序

Robo F 主菜	Flow 单	1 创建程序
运行程序	/>編写程序	空白程序 抓取和放置模板
统计报表	心 。 配置中心	加载程序

如图 2-12 所示, 点击"编写程序", 再选择"空白程序"。

图 2-12 选择"空白程序"

执行完上一步操作后,进入如图 2-13 所示的程序编辑界面。



图 2-13 进入程序编辑界面



2.3.3.4 快速移动

如图 2-13 所示,点击"快速移动",将弹出如 2-14 所示的窗口。控制方式分为笛 卡尔坐标控制和关节控制。移动的运动模式可选连续运动和步进运动。

笛卡尔坐标控制指 xyz 轴上的线性运动,通过点击对应笛卡尔坐标系方向的按键就可以控制机器人沿着笛卡尔坐标系的方向运动。注意在使用笛卡尔控制前,需要保证第二关节和第三关节呈现一定的夹角。

关节控制提供了操作人员在使用可视化软件手动操作机器人,控制机器人进行关节运动时所用的按键。每个关节的控制按键分为2个方向,可以看到各轴的角度数据。



图 2-14 进入快速移动界面

2.3.3.5 添加并编辑指令

如图 2-15 所示,添加两条路点:绝对点指令,并示教两个点位(即利用快速移动工具手动操作机器人,控制机器人运动到某一位姿,返回,点击"保存当前点"。 两个点位的示教步骤相同。如需验证保存点位,长按"移动到该点"按键可以手动操 作控制机器人移动到示教点位。)。



图 2-15 程序编辑

2.3.3.6 调试程序

如图 2-16 所示,除了程序运行控制栏中提供的"下一步"、"运行"两个功能外, 点击"高级功能",可以进入更多设置的界面。

其中,"下一步"功能对应的是一步一步执行程序,点击一次只运行一步,如需继续运行则继续点击"下一步"。"运行"功能对应的是自动运行程序一次。

"高级功能"中,可以设置循环运行的次数,也可以无限循环运行。还可以控制程 序以自动运行模式还是手动运行模式运行。在自动运行模式下可以使用"下一步"、"运 行"和循环运行。在如图 2-17 所示界面下选择"手动运行模式",再选择循环运行中 的"运行"或"无限循环"。即可进入如图 2-20 所示的手动运行模式下的运行界面。



图 2-16 调试程序



			Rob	oFlow				~ ^ X
							2021/7/9 02:	49:58 下午
NewProgram1	」 路		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	等待	● € 设置	3 组合	● ②● 轨迹示教	
 ● 程序 ● 路点_1: Abs, MoveJ ● 路点_2: Abs, MoveJ 		运行 行进度 当前循环时 00:00 行统计 0 平均循环时 : 总计循环时	间 D:00.0 次 间 つ:00.0		→ → 輸出 変量 変量 称	La 日志 子程序	Press Down	
Elephant Robotics		_			●	全局速度	10 %	正常

图 2-17 手动模式调试程序

如果使用手动模式调试程序,需要一直按住"Press Down"按键,才能继续运行。如果松开按键,则程序暂停,再按下,则继续运行。



2.3.3.7 自由移动

如图 2-18 中, 点击自由移动按钮, 可以使机械臂进入自由移动模式, 此时可以移动关节一,关机二,关节三,如果需要移动关节四,关节五,关节六,需要按住末端 ATOM 按钮, 如图 2-19.

	RoboFlow			× ∧ ×
< 主菜单 文件 编辑			功能	2022/2/22 03:29:44 下午
NewProgram1	() () 快速移动 配置	で (10) (日志 基	(***) 基础设置
笛卡尔坐标控制	3D视图	↓关节排	空制	返回
向上 [+z] 🛕 🔽 🔽 向下 向前	J3	关节1	3 -	0.000° 🛨 🜔
(+x)		J5 关节2	< <	90.000° 🕒 🜔
向左 (+y) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	J2	关节3	3 -	0.002° 🗜 🜔
(-x) 向后		x 关节4		90.176° 🛨 🜔
	请选择用户坐标系	关节5		0.352° 🗜 🜔
+Ry	速度 ● 连续运动 步进	关节の		-0.088° 🕒 🜔
	移动速度	5 %		
+Rx · ·Rx		+ × -	0.784 mm R	к 90.001
		Y 18	3.859 mm Ry	0.261
-Ry		R Z 80	8.438 mm Rz	z -179.648
	移动到原点 移动到零点	リソ自由移动		正常

图 2-18 自由移动




图 2-19 末端 ATOM 按钮



3 产品简介

3.1 概述

专业级六轴协作机械臂

采用树莓派微处理器,内嵌 roboflow 可视化编程软件,是大象机器人面向教学、商用开发的机器"助手"。丰富的扩展接口,多种开发语言的支持,便于上手的可视化编程,可二次开发的通讯协议和 SDK,拥有多款外设选择,提供商用教学、商用开发的无限可能。



3.2 产品外观及构成



图 3-1 产品构成

3.3 工作原理及规格

3.3.1 工作空间





3.3.2 坐标系

DH 参数及坐标系:



图 3-2 DH 坐标系





图 3-3 DH 参数图

SDH 参数表:

++	+	+	+	+	+
j	theta	d	a	alpha	offset
1	q1	210	 0	-1. 5708	0
2	q2	0	-250	0	1.5708
3	q3	0	-250	0	0
4	q4	109.5	0	-1.5708	1.5708
5	q5	107	0	-1.5708	3.14159
6	q6	76.2	0	0	0
++	+	+	+	+	+

关节移动:

控制图 3-1 中的各个关节转动, 图中箭头指向的方向为关节的正方向。

笛卡尔坐标移动:

以图 3-2 中位于底座的坐标系{x0,y0,z0}为标准, X 轴方向垂直于固定底座向前, Y 轴方向垂直于固定底座向左, Z 轴方向垂直于固定底座向上。

3.3.3 运动功能

机械臂运动模式包括 MoveJ、MoveL、MoveC、Jog 模式

3.3.3.1 MoveJ

关节运动,由A点运动到B点,各个关节从A点对应的关节角运行至B点对应的 关节角。关节运动过程中,各个关节轴的运行时间需一致,且同时到达终点。

3.3.3.2 MoveL

直线运动, A 点到 B 点的路径为直线, 如图 3-4 所示



图 3-4 MoveJ 与 MoveL 移动模式

3.3.3.3 MoveC

圆弧模式移动轨迹为圆弧。圆弧轨迹是空间的圆弧,由当前点、圆弧上任一点和圆弧结束点三点共同确定。圆弧总是从起点经过圆弧上任一点再到结束点,如图 3-5 所示。





图 3-5 MoveC

3.4 技术规格

3.4.1 技术参数

名称	myCobot Pro 600					
最大负载	2000g					
最大伸展距离	600mm					
运动范围	关节一	-180°-180°				
	关节二	-270°-90°				
	关节三	-150°-150°				
	关节四	-260°-80°				
	关节五	-168°-168°				
	关节六	-174°-174°				
最大运动速度	115 度/秒					
重复定位精度	±0.5mm					
电源电压	100-240VAC 50-60Hz					
通讯方式	WIFI, 网口					
I/O 接口	15 个 I/O 接口					
控制软件	RoboFlow					
工作环境	0°C ~ 50°C					



3.4.2 尺寸参数

myCobot Pro 600 尺寸参数如图 3.9,末端尺寸参数如图 3.10



图 3.9 myCobot Pro 尺寸参数









4 接口说明

4.1 底座电气接口

4.1.1 底座电气接口介绍

1 底座正面电气 4-1 所示:



图 4-1 底座正面图

2 底座左侧接口如图 4-2 所示:



图 4-2 底座左侧图



3 底座电气接口如图 4-3 所示:



图 4-3 底座右侧图

4 底座上侧电气接口如图 4-4 所示:



图 4-4 底座俯视图



4.1.2 底座电气接口说明

序号	布局位置	軍業	定义	说明
1	正面	DC电源输入	DC48V	外部DC48V电源输入接口
2			USB2.0	用于外部拓展鼠标、键盘
3	1		USB3.0 (蓝)	和U盘等设备
4]	以太网接口	Ethernet	以太网接口
5	1	24V	DC24V	DC24V输出
6]		OUT1	PNP数字输出信号1
7	1		OUT2	PNP数字输出信号2
8	左侧面	粉ウ硷山1_6	OUT3	PNP数字输出信号3
9]	数于抽击1 [−] 0	OUT4	PNP数字输出信号4
10			OUT5	PNP数字输出信号5
11]		OUT6	PNP数字输出信号6
12]	GND	GND	GND
13]	各位	ES1+	从部合值均制回致
14		a P	ES1 -	小咖香香花的肉油
15		MircoHDMI1	MircoHDMI1	显示接口、使用HDMI线
16		MircoHDMI2	MircoHDMI2	连接显示屏使用
17		Туре С	Туре С	内部调试使用
18]		IN1	PNP数字输入信号1
19]		IN2	PNP数字输入信号2
20	上面	粉ウ絵)1_6	IN3	PNP数字输入信号3
21		蚁于抽八I=0	IN4	PNP数字输入信号4
22			IN5	PNP数字输入信号5
23]		IN6	PNP数字输入信号6
24]	穴体口		
25		空接口		∭田K3465按口
26	右侧面	显示灯		主控制器状态显示

1 DC 电源输入接口:

本接口与 DC48V 电源适配器接口连接,其定义如下图所示:



2 USB2.0 接口:

以串口总线标准 2.0 进行数据连接的接口;用户可以使用 USB 接口拷贝程序文件,也

可以使用 USB 接口连接鼠标、键盘等外设。

3 USB3.0 接口(蓝色):

以串口总线标准 3.0 进行数据连接的接口;用户可以使用 USB 接口拷贝程序文件,也

可以使用 USB 接口连接鼠标、键盘等外设。

4 以太网接口:

网络数据连接的端口,用户使用 Ethernet 接口可以用于 PC 端与机器人系统的通信交

互,也可以用于与其他设备进行以太网通信。

5 24V 输出:

内部 DC24V,可供用户使用。

6 数字输入/数字输出:

包括 6 个数字输入信号和 6 个数字输出信号,用于与其他设备进行交互,与其他设备 共同构成自动化系统中的重要组成部分。

例如,用户可以使用数字输出信号控制输出法兰安装的电动夹爪,也可以与 PLC 进行 连接,便于信号交互。

需要注意的是, 输入/输出信号为 PNP 形式, 以下为外部接线示意图:



输入信号接线示例

7 急停回路端子:

与急停按钮盒连接,可用于控制机器人紧急停止。

注: 机器人使用中必须接上急停开关, 并确保急停开关回路处于连通状态。



8 MicroHDMI 显示接口:

用户可以通过连接 MicroHDMI 显示接口,将操作页面显示到其他设备终端。

9 主控显示灯:

可用于确定机械臂主控制器是否正常工作,给机器人接通电源后,红灯亮起,黄灯

4.2 机械臂末端电气接口

4.2.1 机械臂末端介绍

1 机械臂末端侧面接口示意如图 4-5 所示:



图 4-5 机械臂末端电气图

4.2.2 末端电气说明

1) 工具 I/O 接口:

如图所示是工具 I/O 图, Mycobot Pro600 机器人提供了一路输入和两路输出。





工具 I/O 图

各个工具 I/O 端口的定义如下表所示,注意的是,工具 I/O 无论是输入还是输出都是 PNP 类型,接线方式同底部 I/O 接口一致。

序号	信号	解释	配套M8线颜色
1	GND	DC24V负极	白
2	OUT1	工具输出接口1	褐
3	OUT2	工具输出接口2	绿
4	485A	预留,未开发	黄
5	24V	DC24V正极	灰
6	IN1	工具输入接口1	粉
7	IN2	不可用	蓝
8	485B	预留,未开发	紫



5 操作指南

5.1 RoboFlow 软件使用说明

5.1.1 概述

RoboFlow 操作系统是大象协作型机器人的操作系统,提供了人机交互界面,便 于操作人员与大象机器人进行交互,正确使用大象机器人。也就是说,用户在使用机 器人时,大多数时候都是通过使用操作系统实现。

例如,由于 RoboFlow 操作系统在树莓派中运行,用户可以利用可视化编程软件,进行手动操作机器人、编程和其他操作。也可以利用操作系统进行机器人系统与其他机器人或设备的通信。总而言之,凭借着界面友好、功能丰富等优点,RoboFlow 操作系统的出现,让用户开始使用大象机器人时更容易上手,从而使得人人都可以成为机器人的指挥官。

5.1.2 主要界面介绍

5.1.2.1 用户登录界面

当启动控制器电源,并且打开急停按钮开关,即可进入登录页面。RoboFlow 操 作系统的登录界面如图 5-1 所示。

	RoboFlow	~ ^ X
RODOFlow		
用户登录		
Master600 V	TAUGHT BY PEOPLE	
Admin	PERFORMED BY ROBOT	
密码	Elephant Robotics ———	
登录		5.5
送机		RoboFlow 3.4.0

图 5-1 登录界面

正如登录页面中显示的"TAUGHT BY PEOPLE, PERFORMED BY ROBOT",这 是大象机器人一贯秉持的让操作员成为机器人的指挥官的理念。让机器人代替人进行 一些简单但重复性强的工作、工作环境恶劣的工作、人无法完成得非常好的工作(例 如操作精度要求非常高的场景)。

RoboFlow 操作系统的登录用户等级有两种,一种是管理员,另一种是操作员。 管理员拥有最高权限,可以进行所有操作、编程和设置;而操作员只能加载和运行已 有程序,检查统计的数据信息。

管理员可以在设置中添加和修改多个账户,包括操作员账户。

点击"关闭"按键,可以关闭 RoboFlow 操作系统,继而关闭电源,则完成了 机器人系统关机。

5.1.2.2 主菜单

当登录成功后,会转入主菜单页面。RoboFlow 操作系统的主菜单如图 5-2 所示。

Elepho	antOS	■最近使用程序 点击下列链接可直接运行最近使用的程序.
主	友单	1. 131.ep
		/home/elephantrob/.local/share/ElephantRobotics/ElephantOS/131.ep
运行程序	编写程序	2. 0131.ep
1	Φ.	/home/elephantrob/.local/share/ElephantRobotics/ElephantOS/ hxx0131/0131.ep
统计报表	配置中心	3. 1228_gripper.ep
		/home/elephantrob/.local/share/ElephantRobotics/ElephantOS/ 1228_gripper.ep
退出	关机	

图 5-2 主菜单

在主菜单的左侧,提供了四个不同的功能选项:

1, 运行程序

直接加载一个已存在的程序,控制程序运行。在此窗口中,不允许用户进行程序 编辑工作,只能控制程序运行(如控制程序运行、暂停、停止)。同时还可以查看程 序运行过程中的日志和其他相关信息。

2, 编写程序

用户可以在此窗口中选择加载一个已有程序进行修改,也可以选择新建一个空白 程序进行编辑。

该窗口是用户最经常使用的功能窗口,除了编程,还能进行其他操作,如使用 "快速移动"功能手动操作机器人、强制控制 IO 信号、新建变量等。



3, 统计报表

在此窗口中,用户不仅可以查看系统现有运行数据,还能查看之前保存的相关信息。

4, 配置中心

在此窗口中,用户可以对机器人进行基本的设置。如机器人打开、机器人关闭、 账号管理、默认程序设置等。

除了这四个主要选项,在主菜单的右侧窗口中,用户可以看到和打开最近运行过的程序文件。便于用户快速找到最近运行的程序,并控制程序运行。

点击"关闭"按键,可以关闭 RoboFlow 操作系统;点击"退出"按键,可以 退出登录。



5.1.2.3 运行程序窗口

如果用户在主菜单中选择了"运行程序",将会进入运行程序窗口。RoboFlow 操作系统的运行程序窗口如图 5-3 所示。

ī.

			RoboFlow			~ ^ X
く 主菜单						🚔 2022/2/23 02:00:56 下午
运行程序		*	犬态			用户
20210902_Aging			运行中	已智	音停 已停止	Admin
 运行进度 当前循环时间 	10	变量	日志	托盘		
00:00:00	Digital Input				Digital Output	
	Config_in0		digital_in0		Config_out0	digital_out0
□ 运行统计○ 总计循环时间	● config_in1		digital_in1		Config_out1	• digital_out1
00:00:00	Config_in2	•	digital_in2		Config_out2	digital_out2
1 次	Config_in3		digital_in3		Config_out3	• digital_out3
③ 平均循环时间	Config_in4		digital_in4		config_out4	digital_out4
::-	Config_in5	•	digital_in5		Config_out5	● digital_out5
高级配置	• config_in6	•	digital_in6		Config_out6	digital_out6
高级配置	Config_in7	•	digital_in7		• config_out7	• digital_out7
						● 有效 ● 无效
Elephant Robotics		运行	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ш	全局速度	E 10 % OK

图 5-3 程序编辑窗口选项

用户通过加载需要运行的程序,进入程序运行程序窗口中,在此窗口,用户可以:

- 获取当前(准备)运行的程序的基本信息,包括程序名称、运行状态、用户类型;
- 2. 了解到当前运行程序的统计信息,例如运行总次数和节拍等;
- 3. 通过显示窗口读取当前运行程序的相关信息,例如 IO、变量、日志等;
- 4. 最重要的是,运行程序窗口是用户将已经调试完成的程序加载运行的渠道,使用



程序运行控制栏,可以控制程序运行、暂停、停止,还可以设置运行速度。

5.1.2.4 编写程序窗口

如图 5-4 所示,如果用户在主菜单中选择"编写程序"之后,右侧窗口会出现两 个选项,第一个是创建程序(可选空白程序或模板程序),第二个是加载程序。根据 需要选择其一,均可进入如图 5-5 所示的程序编辑页面。



图 5-4 程序编辑窗口选项





图 5-5 程序编辑界面

首次进入程序编辑页面时,用户看到的就是如图 5-5 所示的初始页面。在此页面 中,提供了常用工具,初始化组和文件管理功能。其中,初始化组的作用是便于用户 设置在程序一开始运行并且只运行一次的程序内容,例如设置机器人开始工作的初始 点位、IO 状态等。文件管理功能为用户提供了文件管理的途径,用户可以在这里对程 序文件进行管理,并且可以将其拷贝到 U 盘中,也可以从 U 盘中拷贝到系统内存中。 如果用户在编程过程中想回到初始页面,点击"返回"即可。

进入程序编辑页面后,可以对文件进行保存、新建、另存为等操作,也可以对程 序本身进行编辑操作,可以示教点位、新建变量、查看 IO、查看日志、进行重要参数 设置,还可以添加功能指令、调试程序等。 程序编辑页面一共分为四个部分:

1, 功能栏

如图 5-6 所示,功能栏有 7 个子选项,分为两大类,一类是程序编辑工具栏,另 一类是功能编辑栏。



图 5-6 文件选项栏

- 1)程序编辑工具栏:程序编辑工具栏包括了文件选项栏、编辑选项栏、工具选 项栏。
 - A. 文件:如图 5-7 所示,可以对程序文件进行编辑操作。分别有保存、另 存为、新建、加载、重命名、退出这几个操作选项。

く 主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	÷	2021/7/9 02:06:22 下午
NewProgram1			日保存	日	₽ 新建	】 加载	● 重命名		して、現出
				图 5-7	文件选项	页栏			

B. 编辑:如图 5-8 所示,可以对程序文件中具体的指令内容进行编辑操作,分别有剪切、复制、粘贴、删除、禁用、删除所有、重做、撤销这几个操作选项。

く 主菜単	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	: 拓展	 	÷	2021/7/9 02:	06:34 下午
NewProgram1		(※ 剪切	目	E 粘贴		尼 。 禁用	× 删除所有		★ 重做	◆ 撤销

图 5-8 编辑选项栏



C. 工具:如图 5-9 所示即为快捷工具栏,在编辑机器人程序的时候,经常需要使用其他工具操作机器人,工具选项栏就提供了程序编辑时常用的工具。提供的工具包括:快速移动、安装、输入输出、变量、日志、基础设置。例如,用户在编辑运动指令时,需要手动操作机器人到某一工作位置并示教该点,这时就可以选择工具栏中的"快速移动"工具,手动操作机器人运动到该位置。



2) 功能编辑栏

RoboFlow 软件提供了丰富的功能,使得用户通过简易的操作就能够完成复杂的功能。操作简易,但是功能却不简单,从而缩短了工人学习编程的时间,高效完成编程任务。功能编辑栏包括了基础功能、逻辑功能、高级功能、拓展功能。

A. 基础功能: 如图 5-10 所示, 基础功能包括路点、夹爪、等待、设置、组

合、轨迹示教,是用户常用的一些基础功能。

く 主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🚔 2022/2/23 02:12:07 下午
NewProgram1			路点	同	等待	・で	33 组合	④ 轨迹示教

图 5-10 基础功能

a) 路点:用户可以通过新建路点→手动操作机器人使机器人移动到目标点→ 保存当前点→运行程序这一系列的操作,完成控制机器人运动到目标点的 操作,如果新建多个路点,那么运行程序时机器人的运动将会形成一段轨 迹。

b) 夹爪: 用户可以利用该功能对末端执行器进行设置, 例如使其夹持工件或

松开工件。

- c) 等待: 用户可以利用该功能进行延时, 或者等待信号、条件等。
- d) 设置:用户可以利用该功能对输入输出信号和自定义条件进行设置。
- e) 组合: 用户可以利用该功能实现对组内程序进行编辑。
- f) 轨迹示教:用户可直接手动拖拽机械臂进行编程,机械臂可自动学习用户 示教轨迹以及以往的运行轨迹。
- B. 逻辑功能:如图 5-11 所示,逻辑功能包括循环、条件判断、子程序、线程、程序控制、条件选择,完成程序运行流程控制。

く 主菜单	文件	编辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🚔 2022/2/23 02:18:59 下午
NewProgram1		何环	if 条件判断	日本	(11) 线程	2000 程序控制	会
			图 5-1	1 逻辑功	白色		
a)	循环:用	户可以利	用该功能	设置某一	一程序段很	盾环运行多	次。
b)	条件判断	: 用户可	以利用该	功能进行	5条件判 断	沂, 例如对	某一输入信号的
	判断。						
c)	子程序:	用户可以	利用该功	能调用于	F程序。		
d)	线程:用	户可以利	用该功能	实现机器	醫人多线種	呈控制。	
e)	程序控制	1:用户可	以利用该	功能控制	间程序暂停	亭、停止、	重启,并弹窗显
	示相应提	示信息。					
f)	条件选择	: 用户可	以利用该	功能进行	5 条件选择	¥, 根据选	择对象的值确定
	执行的内	容。					
C.	高级功能	: 如图 5·	-12 所示	,高级功	能包括托	盘、给变	量赋值、脚本、弹
	窗、发送	器,是完	成较复杂	操作的功	り能。		



く 主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🟐 2022/2/23 02:26:48 下午
NewProgram1			托盘	(x,y) 给变量赋值	(脚本	通窗) (()) 发送器	



- a) 托盘:用户可以利用该功能实现机器人执行有规律点位的运动,例如实现 托盘内工件的搬运、码垛等,还能实现机器人依次执行固定但无规律的集 合点运动。
- b) 给变量赋值:用户可以利用该功能实现对某一变量进行赋值的操作。
- c) 脚本:利用脚本功能,用户在使用大象机器人时,可以通过其他常用功能 实现简单任务,还可以使用脚本编程完成更为复杂的任务。
- d) 弹窗:用户可以利用该功能自定义弹窗,显示相关信息,帮助操作员分析 当前机器人运行程序的状态。
- e) 发送器:用户可以利用该功能实现大象机器人与其他设备之间的 TCP/IP 通信。
- D. 拓展功能:根据不同应用场景,RoboFlow操作系统提供了一些拓展功能,甚至根据用户提出的重要应用场景进行功能定制。





这些拓展功能并不是存在于每一版本中,而是根据用户需求选择。



2, 程序显示窗口

程序编辑页面左侧有一个如图 5-14 所示的程序显示窗口,上方是当前打开程序 文件的名称,下方是程序树,记录了具体指令及相关信息。



图 5-14 程序显示窗口

 程序编辑页面右侧有一个如图 5-15 所示的功能编辑窗口,显示了功能指令的 具体内容。



			RoboFlo	W							~ ~ X
辑	工具	基础功能	能 逻辑]	功能	高级	功能	拓展	功能	i 🛱	2022/2/23	3 02:03:03 下午
	11 路点	王 天/	π	(し) 等待		● € 设置		300 组合	(车)	 ····································	
	路点 绝对,	路点	〔_1 相对点	į		共享点		变量			返回
	■ 路点坐标	各庄			高级功能	÷				重命名	
	(单位:mr x = 0.0	<u>坐标 用度</u> (单位:mm) x = 0.00 rx = 0.00				速度: 运行时前 [.]	局级 一个路	点配置			删除
 ★ ↓ ↓ ↓ 	y = 0.0	00	ry = 0.00			加速度: 运行时前 [;]	一个路	点配置			禁用
	路点控制					 ■ 原点 ● 使用原点 移动到工具页面定义的原点 					快速控制
		移动到该点									快速移动
	清除已保存点										自由移动

图 5-15 功能显示窗口

用户可以在此窗口中对功能指令进行具体的设置。还提供了快速控制和当前指令重命名、删除、禁用等功能。

4, 程序编辑页面下方有一个如图 5-16 所示的程序运行控制栏, 用户调试程 序时, 可以对程序进行运行、暂停、停止、限制运行速度等操作**。**



图 5-16 程序运行控制栏

5.1.2.5 统计报表

用户在使用大象机器人时,除了可以编程控制机器人完成相应任务,还可以在统计报表窗口中获取一些有参考价值的统计数据,便于分析和统计。

统计报表窗口分为四个子窗口。

如图 5-17 所示,常规类统计了总运行的时间、当前活跃程序的数量、当前活跃程序的具体信息。

-	RoboFlow 🗸 🔺								~ ^ X
く 主菜	单							2022/2/23 02:03:	33 下午
统	计报表	总运	行时间						
■ 常	规类		16 : 42 : 29	.9					
~ · ·		■当前活跃程序数量							
	程序类 1				程序				
	志	运行时	间超过1小时的程	序					
		┃当前	活跃程序列表						_
₩ 安	全配置		程序类	总耗时	次数	平均		操作人	
		1	20210902_Aging	40:42:23.8	576	0:4:14.4	Admin		_
		2		0:0:0.1	3	0:0:1.2	Autim		
	导出				清	除			

图 5-17 常规类统计



如图 5-18 所示,程序类统计了不同程序的总运行时间、运行次数等信息。

				RoboFlow			✓ ∧ X		
< 3	主菜单						🚔 2022/2/23 02:03:43 下午		
	统计报表	┃选择	释程序						
	₩÷±0 ₩	20210902_Aging •							
	吊观尖	┃总运行时间			运行次数	1	平均循环时间		
颐	₩ 程序类			16 : 42 : 23.8		次数	00 : 04 : 14.4		
	日志	▌ 来自	自不同操作员的数	数据					
			操作人	总耗时	平均时间	次数	停止		
0	安全配置	1	Admin	40:42:23.8	0:4:14.4	576	7		

图 5-18 程序类统计

如图 5-19 所示,日志列出了用户在使用 RoboFLow 操作系统的过程中系统记录的普通信息、警告信息、错误信息,这些信息有助于用户判断在操作 RoboFlow 操作系统的过程中系统有哪些改变和反馈。

特别是错误信息,能够高效地帮助用户快速定位导致错误的可能原因,从而根据 错误信息解决问题,恢复正常使用。



深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.

	RoboFlow		~ ^ X
✓ 主菜单			2022/2/23 02:04:01 下午
统计报表	所有日志		
◆ 堂扣迷	日志系统信息]
1 程序类	2022/02/23 02:00:45:727 PM {default} [warning]: QFileDevice::flush: No file engine. Is IODevice open? 2022/02/23 01:59:27:463 PM {UI} [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:58:52:765 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets		
日志	2022/02/23 01:58:16:894 PM {U} [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:45:12:679 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus: 7;interpState:1 2022/02/23 01:45:11:888 PM {robot} [info]: close come compands		 ● 信息 ▲ 警告
♥ 安全配置	2022/02/23 01:45:11:506 PM (robot_controller) [warning]: Task abort, mode:3;execStatus: 2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM (robot] [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:26:37 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:668 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:668 PM {UI; page.program} [warning]: AbstractExpression clicked 2022/02/23 01:41:41:346 PM {UI; page.program} [info]: OnRunFinished-> 2022/02/23 01:41:40:678 PM {clobat] [info]: clear async commands 2022/02/23 01:41:40:678 PM {cleaut} [warning]: QFileDevice::flush: No file engine. Is 2022/02/23 01:41:40:678 PM {cleaut} [warning]: QFileDevice::flush: No file engine. Is		• 错误
	IODEVICE open / 2022/02/23 01:41:40:466 PM {robot} [info]: clear async commands 2022/02/23 01:41:40:466 PM {IP} [info]: call task stop in waypoint 2022/02/23 01:41:40:299 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_80 use speed:50 acceletion:480		保存日志
	2022/02/23 01:41:40:297 PM (IP) [info]: waypoint condition became true 2022/02/23 01:41:38:142 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_83 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:38:141 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_82 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:35:259 PM {IP} [info]: waypoint condition became true 2022/02/23 01:41:30:639 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_81 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:30:639 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_81 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:30:639 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_81 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:30:638 PM {IP} [info]: WayPoint 路点_80 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:27:613 PM {IP} [info]: waypoint condition became true	•	

图 5-19 日志统计

如图 5-20 所示,安全类统计数据可以帮助用户统计安全相关的信息,例如碰撞

信息、停止次数等。



深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.

	RoboFlow		~ ^ X
✓ 主菜单		Ö	2022/2/23 02:04:01 下午
统计报表	「所有日志		
◆ 堂扨类	日志系统信息]
● 程序类	2022/02/23 02:00:45:727 PM {default} [warning]: QFileDevice::flush: No file engine. Is IODevice open? 2022/02/23 01:59:27:463 PM {UI} [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:58:52:765 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets		
日志	2022/02/23 01:58:16:894 PM (UI) [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:45:12:679 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus: 7;interrstate:1		
♥ 安全配置	//interpotate:i 2022/02/23 01:45:11:888 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:07:228 PM (robot_controller) [warning]: Task abort, mode:3;execStatus: 2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:44:22:537 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:44:22:537 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:44:23:67116 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:40:306 PM {ui.page.program} [info]: OnRunFinished-> 2022/02/23 01:41:40:907 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:41:40:907 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:41:40:878 PM (default) [warning]: QFileDevice::flush: No file engine. Is IODevice open? 2022/02/23 01:41:40:466 PM {robot} [info]: clear async commands 2022/02/23 01:41:40:299 PM (IP) [info]: call task stop in waypoint 2022/02/23 01:41:40:299 PM (IP) [info]: waypoint condition became true 2022/02/23 01:41:40:299 PM (IP) [info]: waypoint condition became true 2022/02/23 01:41:38:142 PM (IP) [info]: WayPoint 踏点_83 use speed:50 acceletion:480 2022/02/23 01:41:30:458 PM (IP) [info]: waypoint condition became true 2022/02/23 01:41:27:613 PM (IP) [info]: waypoint conditin	v	▲ 警古 ● 错误 保存日志 清除日志

图 5-20 安全配置统计

5.1.2.6 配置中心

在配置中心,用户可以对机器人进行相关配置,例如给机器人上电、关闭机器

人、设置负载、时间、网络等。

1, 初始化

如图 5-21 所示是初始化配置页面。

在需要机器人运动时,用户需要进入配置中心→初始化启动机器人,也可以关闭 机器人。在初始化页面中,还可以设置负载和安装,这两项是进行其他操作前的重要 配置内容,如配置错误可能引起预料外的情况发生。

中 Eleph	京机器人 Nant Robotics					深圳市 Shenzhen Elepha	大象机器人科技有限 ant Robotics Technology (艮公司 Co., Ltd.
				RoboFlow			~	~ X
く 主	菜单					÷	2022/2/22 03:27:14	下午
	配置中心	机器人	状态					
ं व	初始化	⊂ Initial	正常! ization———					1
	默认程序	lì	殳 置负载					
A ;	▲ 版本更新 0.00 kg ▲ 请确保设置了正确的负载							
	账号管理	4	▲ 時期保健11年前的以報. (最大负载:2kg)					
En ì	语言和单位	l ì	受置配置 加载]	記置	ن	设置新配置		
G	时间							
Ę į	触摸屏校准		启动机	「器人」	×	闭机器人		
	打包姿态		仅上	:电				
2	关于我们	此	按钮只完成机器	器人上电 , 无使能.				

图 5-21 初始化设置

2, 默认程序

如图 5-22 所示是默认程序设置页面。

大象机器人 Elephant Robotics		深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.
	RoboFlow	~ ^ X
✓ 主菜单		· 2022/2/23 02:04:52 下午
配置中心	默认程序	
一 初始化	自动运行程序 不运 启动时自动运行	<u>أَحَمَّ</u>
1000 默认程序	加载配置	
▲ 版本更新		
♀ 账号管理		
En 语言和单位	加载保存	7
● 时间	加载程序	
全 触摸屏校准		
▲ 打包姿态		
冬 关于我们		
	加裁	
	Jan + N	

图 5-22 默认程序设置

此功能支持用户设置一个默认运行的程序,只要系统启动,机器人就直接进入运

行程序窗口,可以开始运行程序,执行相应动作完成指定任务。

如果用户不希望系统启动的同时启动程序开始运行,也可以选择不运行。




3, 版本更新

<	主菜单		2019/1/31 15:25:34
	配置中心	版本更新	
		当前版本	
¢.	初始化	Elephant OS 3.2	
F o	默认程序	■联网更新	
Ð	版本更新	更新	
A	账号/密码	┃从本地文件更新	
En	语言和单位	加载	
C	时间	更新	
P	触摸屏		
6	关于我们		

如图 5-23 所示是版本更新设置页面。

图 5-23 版本更新

此页面支持用户使用两种方式更新 ROBOFLOW 操作系统系统,一是本地文件

更新,二是联网更新。



4, 账号/密码

			RoboFlow	~ ^ X
✓ 主菜单				📛 2022/2/23 02:05:12 下午
配置中心	■当	前用户		
で 初始化		名称 Admin		
,默认程序	 其	他用户		
▲ 版本更新	1	名称 Admin	类型 Administrator	修改密码
🔒 账号管理	2 3	Operator Engineer	Operator Operator	删除
En 语言和单位				添加新用户
以 时间				
触摸屏校准				
🔀 打包姿态				
经 关于我们				

如图 5-24 所示是账号管理页面。

图 5-24 账号/密码

用户可以在此页面中增加新用户、删除失效用户,或者修改密码。在此页面中, 用户能够了解到所有的账号信息。

5, 语言和单位

如图 5-25 所示是语言和单位设置页面。目前 ROBOFLOW 操作系统支持中英文和公制单位,其他语言和单位正在增加中,敬请期待!

大象机器人 Elephant Robotics			深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.
		RoboFlow	~ ^ X
✓ 主菜单			💮 2022/2/23 02:05:19 下午
配置中心	┃语言	■单位	
问 初始化	English	公制单位	
100 默认程序	中文	美制单位	
▲ 版本更新	Español		
₩号管理	Русский		
En 语言和单位			
▶ 时间			
触摸屏校准			
▶ 打包姿态			
经 关于我们			

图 5-25 语言和单位



6, 时间

		RoboFlow				~ ^ X
✓ 主菜単					ä 2022/2/2	23 02:05:29 下午
配置中心						
○ 初始化	┃时间格式	● 上午/下午 ◯ 2	4小时制			
民 默认程序	+	+	年	-	2022	+
▲ 版本更新	时间 2	: 4 下午 🔻	月	二月		•
→ 账号管理	-	_	Ħ	-	23	+
En 语言和单位						
▶ 时间					保存	7
全 触摸屏校准						
▶ 打包姿态						
冬 关于我们						

如图 5-26 所示是时间设置页面。

图 5-26 时间

用户可以在当前页面设置系统时间。如不勾选"24小时制",时间显示格式默认为 12 小时制。

7, 触摸屏校准

如图 5-27 所示是触摸屏校准说明。点击"开始校准"即可进入校准界面。校准 界面会依次出现四个圆圈,次序如图中所示。用户需要使用触摸笔依次点击圆圈中 心,每点击一次,就会出现下一个圆圈,直至四个圆圈都出现。此时将会出现一个弹 窗说明校准工作完成,确认弹窗之后可以退出校准界面。

如若校准超时或步骤出错,也会出现弹窗提示校准失败。此时可以确认退出校准 界面,回到图 5-27 的页面重新进行校准。



图 5-27 屏幕校准



8, 打包姿态

如图 5-28 所示是打包姿态设置页面。长按"开始打包",即可将机器人调整到 打包姿态。



图 5-28 打包姿态



9, 关于我们

如图 5-29 所示是关于我们页面。

	RoboFlow	~ ^ X
✓ 主菜单		📛 2022/2/23 02:06:31 下午
配置中心	RoboFlow 3.4.0	
同 初始化	2016-2019 大象机器人科技有限公司	
一 默认程序	版权所有	
▲ 版本更新	欢迎访问	
♀ 账号管理	www.elephantrobotics.com 获取更多信息.	
┏ 语言和单位	中国深圳制造 欢迎莅临公司访问.	
し 时间		
触摸屏校准		
▶ 打包姿态		
是 关于我们		
	创建ID:,创建于 2021-10-29_03:51:03	

图 5-29 关于我们

此页面显示了 RoboFlow 操作系统操作系统的基本信息,版本信息等。

更多信息,请访问官网 https://www.elephantrobotics.cn。

5.1.3 常用工具介绍

5.1.3.1 快速移动

快速移动工具是用户快速手动操作机器人时使用频率较高的工具。因此,每个用户必须对快速移动的使用方法非常熟悉,错误的操作可能会导致机器人及其周边设备损伤,甚至人员受伤。

如图 5-30 所示,快速移动工具主要由 12 个部分组成,下面将对各个部分进行介绍。



图 5-30 快速移动工具

1, 笛卡尔坐标系运动控制模式

大象机器人

如图 5-31 所示,过定点 O,作三条互相垂直的数轴,它们都以 O 为原点且一般 具有相同的长度单位。这三条轴分别叫做 x 轴(横轴)、y 轴(纵轴)、z 轴(竖轴);统称 坐标轴。通常把 x 轴和 y 轴配置在水平面上,而 z 轴则是铅垂线;它们的正方向要符 合右手规则,即以右手握住 z 轴,当右手的四指从正向 x 轴以π/2 角度转向正向 y 轴 时,大拇指的指向就是 z 轴的正向,这样的三条坐标轴就组成了一个空间直角坐标 系,点 O 叫做坐标原点。这样就构成了一个笛卡尔坐标。

在三维笛卡尔坐标系中,三个平面, xy-平面, yz-平面, xz-平面, 将三维空间 分成了八个部分,称为卦限(octant)空。第 I 卦限的每一个点的三个坐标都是正值。



图 5-31 笛卡尔坐标系方向标注图

如图 5-32 所示, 通过点击对应笛卡尔坐标系方向的按键就可以控制机器人沿着

笛卡尔坐标系的方向运动。





2, 机器人 3D 图

该窗口标注了机器人 6 个关节的运动方向。

3, 用户坐标系选择

可以在该窗口下选择用户坐标系,该功能正在调试中,敬请期待!

4, 步进运动切换

手动操作机器人的运动模式主要有两种。



- 连续运动模式:用户按下运动控制按键并允许机器人移动,直到用户松开 按键,机器人停止。例如按下+x方向运动控制按键,需要长按该按键,
 按下运动控制按键的时间长短决定了机器人在+x方向运动距离的大小。
- 2) 步进运动模式:手动操作机器人进行步进运动,点击"步进运动"后,打 开如图 5-33 所示的步距设置窗口,在此窗口选择步距,点击目标控制方 向按键,每点击一次,机器人就走一步。例如,选择 1mm 的步距,点击 X 正方向方向运动控制按键,每点击一次按键,机器人就往+x 方向运动 1mm。

5化量		
+1	+0.1	+0.01
-1	-0.1	-0.01
事次点击的	的步长	

图 5-33 步进运动步距设置窗口

5, 速度

如图 5-34 所示,在这里可以设置手动操作机器人的控制速度。可以从 0 设置到 100%。

	速度
	— — — — — — — — — —
	图 5-34 速度设置窗口
・ 注意	这里的速度指的是手动操作机器人的速度,包括连续运动控制速度和步进运
	动控制速度。
	请根据实际需求选择合适的速度,如不熟悉快速移动控制,请尽量选择低速。



6, 移动到原点

选中如图 5-35 所示图标,可以控制机器人回归原点位姿。





7, 移动到零点

选中如图 5-36 所示图标,可以控制机器人回归零点位姿。



图 5-36 移动到零点



8, 自由移动

选中如图 5-37 所示图标,可以切换到拖动示教的模式,注意切换到拖动示教模

式后,关节四五六需要按住末端 LED 按钮才能开始拖动示教。





9, 返回

点击如图 5-38 所示图标,可以返回到编程操作窗口。



10, 关节控制

串联机器人是一种开式运动链机器人,它是由一系列连杆通过转动关节或移动关 节串联形成的。大象协作型机器人属于6轴串联型机器人,通过采用驱动器驱动6个 关节的运动从而带动连杆的相对运动,使末端操作器达到合适的位姿。如图 5-39 所 示的关节控制窗口,提供了操作人员在使用可视化编程软件手动操作机器人,控制机 器人进行关节运动时所用的按键。每个关节的控制按键分为2个方向,可以看到各轴 的角度数据。





11, 坐标位置

如图 5-40 所示, 该窗口显示的是对应坐标控制的坐标位置。

ТСР	(单位:mm)		
x	-381.856	Rx	-80.567
Y	-172.917	Ry	34.224
z	917.044	Rz	118.391

图 5-40 坐标位置显示窗口

12, 状态显示按键: 该按键有两种状态, "正常"(显示绿色)和"复位"(显示 红色),当显示正常时,说明机器人正常工作;当显示复位时,说明机器人异 常,需要点击该按键进行复位。

5.1.3.2 配置

如图 5-41 所示,配置工具内部有 6 个子菜单。用来实现大象机器人的加载/保存 配置、安全配置、网络/串口配置、Modbus 配置、原点配置和 I/O 配置。

1, 加载/保存:如图 5-41 所示,在本页面中用户可以选择保存或加载配置。



				F	RoboFlow				~ ^ X
<	主菜单		辑工具					2022/2/23 02:0	7:28 下午
Ne	wProgram1		人 快速移动	シントの	(CO) 1/0	() 变量	日志	基础设置	
	配置							返回	
	配置	■ 当	前配置						
	加载/保存	rob	ot.ini						
	安全配置	■ 加	载其他配置]					
	网络/串口		<u>ЛЦ</u> #X						
	Modbus	【保	存当前配置]					
	原点		i床1 了]	5177	J			
	I/0配置								
L									

图 5-41 加载/保存安装



2, 安全配置:如图 5-42 所示,设置大象机器人的力矩限制、关节限制和制动控制。

Program1		(A) 快速移动		(CO) 1/0	(11) 変量	日志	基础设置
配置							返回
配置		力矩限制		关节	限制	制	动控制
加载/保存		100%	150	%	安全阈值		
安全配置	关节			+ 10	0%	0.30 Nm	保存
网络/串口	关节2	2		+ 10	0%	0.30 Nm	恢复默认
Modbus	关节			+ 10	0%	0.30 Nm	
而上	关节4			+ 10	0%	0.30 Nm	
	关节	5		+ 10	0%	0.30 Nm	
1/0配置	关节的			+ 10	0%	0.30 Nm	

图 5-42 安全配置



3, 网络/串口配置:如图 5-43 所示,配置以太网通信的 IP 地址、端口号以

				R	oboFlow			~ ^ X
<	主菜单	文件 绯	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能 打	拓展功能	🖏 2022/2/23 02:07:49 下午
Nev	vProgram1		人 快速移动		(C) 1/0	(1) 变量	日志	基础设置
	配置	J						返回
	配置	I API监	听 Server———					
	加载/保存		IP: 192.168.1 端口:	0.177 5,001			开始	
	安全配置		al Port Server—	Baud rate	Data bits	Parity	Stop bit:	s
	网络/串口	tty	AMA0 V	9600	▼ 8	▼ 无	▼ 1	•
	Modbus		行读取				开始	
	原点							
	I/0配置	Ⅰ设置IF	0					
		设	:置IP: 192.168	3.10.177			设罢ID	Share
		- FM	17481¥⇒ : 255.255	0.205.0			以且IF	Screen

及串口相关配置。

图 5-43 网络/串口



4, Modbus 配置:如图 5-44 所示,通过 Modbus 协议使机器人与其他设

备进行通信。

					RoboFlow				~ ^ X
<	主菜单	文件 纠	扁辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/2/23 02:0	7:59 下午
Ne	ewProgram1		人 快速移动	シンの設置	() /0	 变量	日志	基础设置	
	配置							返回	
	配置	RTU	U TCP						
	加载/保存				添加	RTU设备]		
	安全配置								
	网络/串口								
	Modbus								
	原点								
	I/0配置								

图 5-44Modbus



5, 原点配置: 如图 5-45 所示, 通过快速移动或拖动示教配置机器人原点位

置。

V0	
	返回 保存当前点作为原点 保存当前点
	保存当前点作为原点
	保存当前占
()	
拖动示教	8动到该点
	清除已保存点
	角度
2.159	关节1: 1.151°
5.178 10.744 74 500	关节2: 100.283° 关节3: 95.663°
213	关节5: -88.256°
	关节6: 20.657°
	10.744 74.502 213 0.425

图 5-45 原点

6, I/O 配置:如图 5-46 所示,用户可在本页面设置 I/O 信号、系统模式、

选择 I/O 配置。

			R	oboFlow			× ^
く 主菜单							🚔 2022/2/23 02:08:35 下
NewProgram1		人 快速移动	※ 配置	(P) /0	() 变量	日志	基础设置
配置							返回
配置	I/O信	₽	┃系统模	式 空制模式	● 普通模式		
加载/保存	选择I/Oi	記置 in[0] : config	开启I/0搭 in0	的模式会启用	管脚I/0动作		
安全配置	config_ config_ config_	_in[1] : config_ _in[2] : config_ _in[3] : config_	in1 in2 in3				
网络/串口	config_ config_ config_	_in[4] : config_ _in[5] : config_ _in[6] : config_	in4 in5 in6				刀山车汇
Modbus	config_ config_ config_	_in[7] : config_ _out[0] : config _out[1] : config	in7 _out0 _out1				保存
原点	config_ config_ config_	_out[2] : config _out[3] : config _out[4] : config	_out2 _out3 _out4				
I/O配置	config_ config_ config	_out[5] : config _out[6] : config _out[7] · config	_out5 _out6				▼另存为

图 5-46 I/O

图。

5.1.3.3 输入输出配置

系统一共有 6 个数字输入信号和 6 个数字输出信号。如图 5-47 所示,可以在本窗口进行输入输出信号的配置和监视,还可以对输出信号进行强制输出。可以保存和加载 IO 配置文件。如图 5-48 所示,是与图 5-47 所示页面对应的输入输出接口说明

					RoboFlow					~ ^ X
〈 主	菜单 文								2022/2/23 02	2:08:54 下午
NewPro	ogram1		人、				(1000) 変量	日志	基础设置	
									返回	
西	己置输入			数	文字输入			∎ ≭	〒端工具输入	
•	config_in0	•	config_in4	•	digital_in0	•	digital_in4	•	tool_in0	
•	config_in1	•	config_in5	•	digital_in1	•	digital_in6	•	tool_in1	
•	config_in2	•	config_in6	•	digital_in2	•	digital_in5	•	tool_in2	
•	config_in3	•	config_in7	•	digital_in3	•	digital_in7			
百	己置输出			数	文字输出			∎≉	≂端工具输出	
•	config_out0 测试	•	config_out4 测试	•	digital_out0 测试	•	digital_out4 测试	•	tool_out0 测i	đ
•	config_out1 测试	•	config_out5 测试	•	digital_out1 测试	•	digital_out5 测试	•	tool_out1 测i	đ
•	config_out2 测试	•	config_out6 测试	•	digital_out2 测试	•	digital_out6 测试	•	tool_out2 测i	πt
•	config_out3 测试	•	config_out7 测试	•	digital_out3 测试	•	digital_out7 测试			
● 有效	ጷ ● 无效									

图 5-47 输入输出配置



序号	布局位置	类型	定义	说明
1	正面	DC电源输入	DC48V	外部DC48V电源输入接口
2			USB2.0	用于外部拓展鼠标、键盘
3	1		USB3.0 (蓝)	和U盘等设备
4	1	以太网接口	Ethernet	以太网接口
5]	24V	DC24V	DC24V输出
6]		OUT1	PNP数字输出信号1
7			OUT2	PNP数字输出信号2
8	左侧面	粉ウ硷山1_6	OUT3	PNP数字输出信号3
9]	蚁于 ₁ 1□1□0	OUT4	PNP数字输出信号4
10]		OUT5	PNP数字输出信号5
11	1		OUT6	PNP数字输出信号6
12]	GND	GND	GND
13]	各位	ES1+	从部务值协制问题
14		自宣	ES1 -	小的志序注制再增
15		MircoHDMI1	MircoHDMI1	显示接口、使用HDMI线
16]	MircoHDMI2	MircoHDMI2	连接显示屏使用
17		Туре С	Туре С	内部调试使用
18]		IN1	PNP数字输入信号1
19]		IN2	PNP数字输入信号2
20	上面	粉ウ龄→1_6	IN3	PNP数字输入信号3
21		数于抽八1-0	IN4	PNP数字输入信号4
22			IN5	PNP数字输入信号5
23			IN6	PNP数字输入信号6
24]	穴接口		
25		呈接口		则由K3+03按口
26	右侧面	显示灯		主控制器状态显示

图 5-48 输入输出接口说明图

需要注意的是,输入公共端需要连接 24V 电源,可以根据公共端配置(硬件接 线确定连接 24V 或者 0V)确定输入是高电平有效还是低电平有效。如图 5-49 所示, 当公共端连接 24V 时,一旦有外部设备输入 0V,则该输入信号为 High 的状态,否 则是 Low 状态;反之亦然。

	几器人 Robotics		Shenzh	深圳市大象机器 en Elephant Robotics	人科技有限公司 Technology Co., Ltd.
	■輸入		■輸出		
	• I_PIN_1	• I_PIN_9	• 0_PIN_1	测试	• 0_PIN_9
	• I_PIN_2	• I_PIN_10	• 0_PIN_2	测试	• 0_PIN_1
不均	• I_PIN_3	• I_PIN_11	• 0_PIN_3	测试	• 0_PIN_1
开主	• I_PIN_4	• I_PIN_12	• 0_PIN_4	测试	• 0_PIN_1
	• I_PIN_5	• I_PIN_13	• 0_PIN_5	测试	• 0_PIN_1
	• I_PIN_6	• [_PIN_14	• 0_PIN_6	测试	• 0_PIN_1
不按	• I_PIN_7	• I_PIN_15	• 0_PIN_7	测试	• 0_PIN_1
开 关	• I_PIN_8	• [_PIN_16	• 0_PIN_8	测试	• 0_PIN_1
	┃ 安全输入pin脚		操作		

图 5-49 输入信号应用说明图

如图 5-50 所示,输出端在没有输出时是 0V,一旦打开输出(即输出为 High 状

返回

态),则输出端为 24V。

■输出	
• 0_PIN_1 测试	• 0_PIN_9 测试
• 0_PIN_2 测试	● 0_PIN_10 测试
• 0_PIN_3 测试	• 0_PIN_11 测试
• 0_PIN_4 灯不亮测试	• 0_PIN_12 渐亮
• 0_PIN_5 测试	• 0_PIN_13 测试
• 0_PIN_6 测试	● 0_PIN_14 测试

图 5-50 输出信号应用说明图



5.1.3.4 变量

如图 5-51 所示, 在变量编辑窗口中, 可以进行新增、编辑、删除变量的操作。

					RoboFlow			v A
主菜	单		扁辑 工具					2022/2/23 02:09:18
wProg	ram1		(人)	》 配置	() /0	() 变量	日志	基础设置
变	量							返回
■变量	量监视器							
	名称 -	类型			值			新建
1	blue	Int	340					
3	red	Int	575					编辑

图 5-51 变量编辑



如图 5-52 所示,可编辑变量类型一共 5 种。包括字符串变量、位姿变量、浮点数变量、整数变量、布尔变量。在此页面中,可以编辑变量名称和初始值。



图 5-52 新建变量界面



5.1.3.5 日志

如图 5-53 所示,在运行日志窗口中可以查看机器人运行状态、错误信息、报警信息等相关信息。点击"信息""警告""错误"按键可以分类查看对应日志。

用户可以将日志保存到本地文件夹,日志文件是系统运行情况的记录,能够帮助用户对系统有一个比较清晰的了解,而且在排查错误时也有所助益。

《 主菜单 文件 (1) 各品切用 会員切用 各品切用 各品切用 各品切用 各品切用 各品切用 会員 (1) 会員 (1)				R	loboFlow				¥ ^
NewProgram1 $\widehat{e}_{\overline{A}\overline{B}}$ \widehat{e}_{O} $\widehat{e}_{$	く 主菜单		辑 工具					20	022/2/23 02:10:11 下
I 机器人状态 ● 正常 ● 広 ● 少 ● 少 ● 少	NewProgram1		(快速移动	》 配置	(CD) 1/0	() 変量	日志		
N器人状态: ② 正常 ※ 节1 ※ 节2 ※ 节3 ※ 节4 ※ 节5 ※ 节6 温度 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C	┃机器人状态		↓关节状态						返回
温度: 0 °C 学 正常 ○ 正常 ○ 停止 ○ © 0.0 °C	机器人状态:	🗸 正常		关节1	关节2	关节3	关节4	关节5	关节6
油菜: 17.0 W 温度 0.0 °C	温度:	0 °C	关节状态	오 正常	🕑 正常	🗸 正常	😑 停止	😑 停止	ᇢ 停止
功率: 17.0 W 通讯 <u>© 正常 ② 正常 </u>			温度	0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C
电压 0.0 V 0.0 A	功率:	17.0 W	通讯	👽 正常	🗸 正常	🗸 正常	< 正常	🗸 正常	✓ 正常
电流 			电压	0.0 V	0.0 V	0.0 V	0.0 V	0.0 V	0.0 V
			电流	0.0 A	0.0 A	0.0 A	0.0 A	0.0 A	0.0 A
日志 日志 久统信息 2022/02/23 02:07:29:758 PM (UI) [info]: LockSafetyPages true 2022/02/23 02:04:38:605 PM (UI) [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:059:27:463 PM (UI) [warning]: OFILeDevice::flush: No file engine. Is 10Device open? 2022/02/23 01:59:27:463 PM (UI) [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:59:27:463 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:58:16:894 PM (UI) [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:45:10:702 PM (robot_controller) [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 2022/02/23 01:45:00:239 PM (robot_controller) [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:00:391 PM (robot_cantroller) [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:00:391 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:45:068 PM {ui,page.program} [warning]: AbstractExpression clicked ▼			错误码	0	0	0	0	0	0
日志 系统信息 2022/02/23 02:07:29:758 PM {UI} [info]: LockSafetyPages true ▲ 2022/02/23 02:04:38:605 PM {UI} [warning]: 5096:Multiple ui pages ▲ 2022/02/23 01:00:45:727 PM {default} {warning}: OFileDevice::flush: No file engine. Is IODevice open? ▲ 2022/02/23 01:59:27:65 PM {UI} [warning]: opo6:Multiple ui pages ▲ 2022/02/23 01:58:52:765 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active ● external offsets 2022/02/23 01:45:10:892 PM {UI} [info]: SendRobotType : 502 ● 2022/02/23 01:45:10:892 PM {UI} [info]: SendRobotType : 502 ● ● 2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot_controller} {warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 ● ● 2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot_controller} {warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 ● 確保存日志 2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot_controller} {warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 ○ 宿除日志 2022/02/23 01:45:07:228 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active ■ 確保存日志 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active ■ 確保存日志 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	日志								
2022/02/23 02:07:29:758 PM {U} [info]: LockSafetyPages true 2022/02/23 02:04:38:405 PM {U} [warning]: 0596:Multiple ui pages 2022/02/23 01:059:277 PM {default} {warning}: 0596:Multiple ui pages 2022/02/23 01:59:27:458 PM {U} [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:59:27:578 PM {U} [warning]: 5096:Multiple ui pages 2022/02/23 01:59:27:578 PM {U} [warning]: tobt warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:45:10:479 PM {robot}_controller} {warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot}_controller} {warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:07:278 PM {U} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:45:07:377 PM {robot} [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:07:377 PM {robot} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {U} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {U} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked 7		日志		系统信息					
2022/02/23 00:2043:0:00 PM (0)F (Warning): SUYO:Multiple ul pages 2022/02/23 00:00-45:727 PM (detault) Warning): OFILeDevice:flush: No file engine. Is IODevice open? 2022/02/23 01:59:27:463 PM (UI) [Warning]: Obte Warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:56:16:894 PM (UI) [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:45:11:868 PM (robot_controller) [Warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 2022/02/23 01:45:10:67:228 PM (robot_controller) [Warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:06:391 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:44:22:537 PM (UI) [Warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:44:23:67:16 PM (UI) [Warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [Warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 02:07	:29:758 PM {UI} [info]: l	_ockSafetyPages true	9					1 信息
2022/02/23 01:85:25:765 PM {U}; {warning}: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:58:16:894 PM {U}] [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:45:12:679 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM {robot} [info]: clear async commands 2022/02/23 01:44:22:537 PM {U}] {warning}: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {u}; page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 02:04 2022/02/23 02:00 2022/02/23 01:59	:45:727 PM {default} [warnin :45:727 PM {default} [warnin :27:463 PM {UI} [warnin	arning]: QFileDevice ng]: 5096:Multiple ui	pages ::flush: No file en pages	gine. Is IODevice	open?			▲ 警告
2022/02/23 01:58:16:894 PM {UI} [info]: SendRobotType : 502 2022/02/23 01:55:12:679 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:7;interpState:1 2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM {robot_controller} [warning]: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 01:58 external offsets	:52:765 PM {UI} [warnir	ig]: robot warning: N	ote: Motion enab	led after reaching	g a coordinate soft	limit with active		● 错误
2022/02/23 01:45:15:39 FM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:07:228 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:07:228 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:45:06:391 PM (robot) [info]: clear async commands 2022/02/23 01:42:25:37 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM (UI) [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 01:58	:16:894 PM {UI} [info]: 5	SendRobotType : 502	skabort mode.3	evecStatus.7.inte	arnState.1			
2022/02/23 01:45:07:228 PM {robot_controller} [warning]: Task abort, mode:3;execStatus:2;interpState:1 2022/02/23 01:45:06:391 PM {robot} [info]: clear async commands 2022/02/23 01:42:25:37 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 01:45	:11:888 PM {robot} [info]: clear async comm	ands	executatus.7,inte	n potate. I			
2022/02/23 01:44:25:537 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 01:45	:07:228 PM {robot_cont :06:391 PM {robot} [infr	roller} [warning]: Ta	sk abort, mode:3; ands	execStatus:2;inte	erpState:1			保存日志
external offsets 2022/02/23 01:42:36:716 PM {UI} [warning]: robot warning: Note: Motion enabled after reaching a coordinate soft limit with active external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	2022/02/23 01:44	:22:537 PM {UI} [warnir	ng]: robot warning: N	ote: Motion enab	led after reaching	g a coordinate soft	limit with active		
external offsets 2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	external offsets 2022/02/23 01:42	:36:716 PM {UI} [warnir	ng]: robot warning: N	ote: Motion enab	led after reaching	a coordinate soft	limit with active		清除日志
2022/02/23 01:41:53:068 PM {ui.page.program} [warning]: AbstractExpression clicked	external offsets			= .		,		•	
	2022/02/23 01:41	:53:068 PM {ui.page.pro	ogram} [warning]: Ab	stractExpression	clicked				

图 5-53 运行日志



5.1.3.6 基础设置

如图 5-54 所示,基础设置页面提供了常用设置通道,让用户在编写程序时,即

使不离开编程窗口也能够快速设置一些功能,例如自由移动相关参数设置等。

				RoboFlow			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<pre>< ×</pre>
く 主菜单	文件 编	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能 招	展功能	2022/2/23 02:10	:49 下午
NewProgram1		人 快速移动	於 配置	(CO) 1/0	(1) 変量	日志	基础设置	
基础设置							返回	
■ 初始化 启动机器 关闭机器 文 (又上电 机器人状 ●	之 法 法 法 法 次 上 电 法 : 本 : 正常!			┃ 设置负载	0.00 (最大负载: 2 kg) 0.00 0.00 自由移动时确认负)kg)mm)mm 加载设置.		

图 5-54 基础设置



5.1.4 功能指令

5.1.4.1 基础功能

5.1.4.1.1 路点

路点有四种类型:绝对点、相对点、共享点、变量。这四种类型是并列关系,一条路点指令下,只能选择其一。

1, 绝对点:绝对点是对机器人实际位姿的描述。

也就是说,只要机器人记录了绝对点,下一次再执行该指令时,无论机器人在什么位姿下(其他设置不变情况下),都会再现原来示教的绝对点的位姿。

如图 5-55 所示是绝对点的具体配置页面。



图 5-55 绝对点



1) 路点坐标

如图 5-56 所示,绝对点的表示一共有两种格式,分别是笛卡尔坐标系坐标 值和关节角度。其中,笛卡尔坐标系坐标值记录了机器人 TCP 相对于基坐标 系的位置和姿态(单位为 mm,毫米),关节角度则是直接对应各轴的实际 角度(单位为 degree,度)。

坐标	角度		坐标	角度
(单位:mm)		(单位:	degree)	
x = -382.61	rx = -80.89	J1 = 2	5.34	J4 = -6.46
y = -173.27	ry = 34.24	J2 = 8	4.11	J5 = 20.57
z = 914.95	rz = 118.21	J3 = -	22.09	J6 = -229.67

图 5-56 路点坐标

- 2) 路点控制
 - A. 保存当前点

该按键用于保存机器人当前位姿数据。

B. 移动到该点

如需要验证示教点位或移动到示教点位进行某些操作,长按该按键直至 控制机器人运动到当前示教点位。

C. 清除已保存点

如不再需要当前示教点位,该按键用于将当前示教点位清零。

- 1) 高级功能
 - A. 共享配置:

如图 5-57 所示, 该功能可以共享一个路点的配置到当前路点, 包括移动 方式、接近方式、指令速度、力矩限制。

B. 高级配置



如图 5-57 所示, 在高级配置页面中, 用户可以设置移动方式、接近方

式、指令速度、力矩限制。

高级配置	×
☑ 使用共享配置	
● 共享前一个点	
び 选择需要共享的点 路点_1 ▼	
□ 高级配置	
■移动方式	
关节插补 ▼ ● 在此点停止	
交融半径为 使用默认配置 0.00 mm	
【保存速度	
速度 — 100	%
加速度 — 4 80%	,
┃力矩限制	
X-Y平面 — 55 N	1
Z平面 — 30 N	1
保存	
图 5-57 高级配置	

2, 相对点:相对点适用于需要基于机器人上一条移动指令对应点/某个绝对点/变量点偏移一定位移的情境。位移量可以是单个方向的距离,也可以是多个方向位移的叠加,还可以示教一段路径进行偏移。如图 5-58 所示是相对点的具体配置页面。



深圳市大象机器人科技有限公司 Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.

				RoboFlow				~ ^ X
く 主菜単 文件	±	偏辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/2/2	23 02:12:07 下午
NewProgram1		■	同	人 等待	● ■ 设置	2 4合	④ 轨迹示教	
▶ 程序		路点	路点_1					
📄 💿 路点_1: Rel, MoveJ		绝对	村点	相对点	共享点	变量		返回
		Dire	ct Input (Relati 坐标	ive Movement) 角度	● 参	考移动 —— 开始点——— 保存当前点		重命名
		〔单位:r x +=	nm) 0.00 rx	(+= 0.00		移动到该点		删除
		▶ y +=	0.00 ry 0.00 rz	y += 0.00 y += 0.00		保存当前点		禁用
		+	路点控	約———		移动到该点		快速控制
						高级配置		
			移动到证	亥点	速度: 	前一个路点配置		快速移动
	•		清除已保	存点	运行时	 前一个路点配置		りり自由移动
Elephant Robotics			₽ ⊤-#	运行	高级功能	全局速度	E 10 %	正常

图 5-58 相对点

- 1) 直接输入(相对移动)
 - 如图 5-59 所示,可以直接输入坐标值/关节角度。

☑ 直接输入【相对运动】	V 1	ぼ接输入【相对运	动
坐标 角度		坐标	角度
(单位:mm)	〔单位	立:degree)	
x += 0.000 rx += 0.0	00 J1+	= 0.00	J4+= 0.00
y += 0.000 ry += 0.0	00 J2+	= 0.00	J5+= 0.00
z += 0.000 rz += 0.0	00 J3+	= 0.00	J6+= 0.00

图 5-59 直接输入的两种形式

无论是输入坐标值或者关节角度,根据偏移需求选择六个值中的其一或者更多,不一定每一个值都需要输入。

例如,如图 5-60 所示,在实际拾取和放置过程中,需要在目标放置位置上方设 置一个过渡点。这时,就可以设置一条路点指令为绝对点,控制机器人(此时机器人 应是夹持工件的状态)移动到放置点,点击保存当前点,这就生成了图 5-60 所示的 ②号指令行。接着再点击基础功能-路点:选择相对点,设置图示的 z 方向增加 50mm 的相对点,那么在运行完上一句后机器人就会移动到过渡点的位置。在实际拾 取和放置过程中,可能还会在这两条指令间加入其它指令,如设置指令,将夹爪打 开。



图 5-60 直接输入坐标值的应用示例

除了在上一条运动指令的位置基础上进行偏移,相对点指令还可以基于一个路点或变量点进行偏移。

"移动到该点"按键可以验证偏移运动,"清除已保存点"可以清除当前输入的 内容。



2) 参考移动:利用示教两个点位,生成了一段路径,以当前点为基础,再现这段 轨迹。

3) 高级功能: 同绝对点的高级配置, 不再赘述。

1, 共享点: 共享点可以使用其他路点的位置。如图 5-61 所示是共享点的具体配置页面。

					RoboFlow				~ ^ X
く 主菜単 文	件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/2/	23 02:14:00 下午
NewProgram1			■● 路点	同	等待	e نوا		• 〔 • 轨迹示教	
▶ 程序			路点	路点_3					
🥌 路点_1: Rel, MoveL									返回
📕 🛃 路点_3: Shared, Mov	eJ		绝对点	į	相对点	共享点	变量		
			共享点			▌ 高级耳)能		
			从下拉列	表中选择一个	卜点作为共享点		高级配置		重命名
						速度:			删除
		*	路点控制			运行时	前一个路点配置		
		F	移动到该点			加速度	: 前一个路占配署		禁用
		F		飯陸井宣	Ъ				
		+							快速控制
									快速移动
									R
)
-	•				\bigcirc	\bigcirc			自由移动
•	P			▶)		_(≧)_			
Elephant Robotics			 ۲	一步	运行	高级功能	全局速度	度 10 %	」 正常

图 5-61 共享点

1) 共享点:在选框中选择想要共享的点位,可以长按"移动到该点"控制机器

人移动到该点、点击"清除已保存点"清除当前共享点。

2) 高级功能: 同绝对点的高级配置, 不再赘述。

 3, 变量:该路点可以由变量赋值,用户可以使用通信方法从其他设备获取该路点 位置。



如图 5-62 所示是变量点的具体配置页面。

1) 变量赋值:选择关联的位姿变量即可,"移动到该点"可以检查位姿是否是目标位姿。

2) 高级功能: 同绝对点的高级配置, 不再赘述。

						RoboFlow					~ ^ X
く 主菜单 文	件	编	辑	工具	基础功能	逻辑功能	高	级功能 扌	石展功能	: 2022/	2/23 02:14:22 下午
NewProgram1			(11 路点	同	等待		●€	建 合	● 轨迹示) 教
程序 日本 日本 日			路	点	路点_1						
📄 🚽 路点_1: Var, MoveL				绝对点		相对点		共享点	变量		返回
			I	变量赋值				▌ 高级功能			
				选	择一个变量作为路点				高级配置		重命名
								速度: 运行时前一	个路点配置		删除
			•		路点控制						禁用
					移动到该	点		运行时前一	个路点配置		
			<u> </u>								快速控制
											(人)
	-										(人)
4	•	Ť		(.			/				
Elephant Robotics				न र	ノ 一步	运行	高	级功能	全局速度	E 10	% 正常

图 5-62 变量



5.1.4.1.2 夹爪

				RoboFlow			~ ^ X
く 主菜单 文件	紤	輪 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🚔 2022/2/23 02:15:32 下午
NewProgram1		11 11 11 11 11 11	一 天风	人 等待	● 定 设置	3000 41日	()。 轨迹示教
▶ 程序		夹爪	夹爪_1				
🚽 路点_1: Var, MoveL		■ 冼权市爪					返回
📕 🖲 夹爪_1 hxx: Full Open		■远挥夹爪					_
		hxx			•	定义新夹爪	
		编辑	夹爪	删除到	を 爪		重命名
		1. 次军司 伊龙					mire
			+1.1.23	修大印度运行	计程序中分子		
		- <i>π</i> ±	3177	付住住疗运行	禁用		
		▶ 完全	关闭	将在程序运行	过程中执行该夹	采爪的所有「关闭」状	态
		♥ 调试控制					
		打开	夹爪				
		将在程序调试	试时发生				
		关闭	夹爪				
•							
Elephant Robotics		-	下一步	运行	高级功能	全局速度	10 % 正常

如图 5-63 所示是夹爪的具体配置页面。

图 5-63 夹爪

用户通过一个简单的功能定义和控制夹爪。

1, 选择夹爪

1) 设置已存在夹爪

选择夹爪,可以对已有夹爪进行编辑或者删除。

2) 定义新夹爪

如图 5-64 所示,可以命名夹爪,同时控制多个输入信号:设置需要控制的输出 信号的数量、在"设置"中选择设置第几个信号、设置状态(关系到具体执行时对应 "打开"或"关闭"功能)、设置对应输出信号。在设置完成后,还可以选择等待条



件。

	定义新夹爪	>
命名夹爪		
夹爪名称	清除命名	
■ 链接信号		
设置Pin的数量 序号.	Pin状态	
- 0 +	▼ 打开 关闭	
设置Pin		
Pin config_o(♥	保持一直保持	
信号 🔵 有效	延后 0 毫秒	
〔朔二〕 无效	仅一次 激活200毫秒	
等待		
☑ 等待时间 🗌 等	行输入信号	
0.00 s Pin	config_▼ 为 ◯ 有效 ● 无效	
	保存	

图 5-64 定义新夹爪

- 2, 设置已保存状态
 - 1) 完全打开:执行夹爪定义中为"打开"状态的选项。
 - 2) 完全关闭:执行夹爪定义中为"关闭"状态的选项。
- 3, 调试控制
 - 1) 打开夹爪:手动操作执行夹爪定义中为"打开"状态的选项。
 - 2) 关闭夹爪:手动操作执行夹爪定义中为"关闭"状态的选项。


5.1.4.1.3 等待

如图 5-65 所示,等待指令一共有五种模式。

1, 等待时间:可以设置延时时间,单位为秒。

2, 等待输入信号: 对输入信号的状态进行判断,除非符合已设置的输入信号 状态条件,否则一直等待。

3, 等待输出信号: 对输出信号的状态进行判断,除非符合已设置的输出信号 状态条件,否则一直等待。

4, 等待条件:可以自定义等待条件,除非符合等待条件,否则一直等待。

5, Wait Modbus:可以自定义 RTU 设备的等待条件,除非符合等待条件,

く 主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能		22/2/23 02:16:13 下午
NewProgram1			四日 路点	一 天天	人等待	ا نوا		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	示教
🖻 程序	ŧ		等待	等待_1					
● () 等待_1:0s				_					返回
			🗹 时间			0.000 ₹	9		
			🦳 等待辅	前入信号 P	in config_i	n0 🔻	为 🦳 有效	● 无效	
			🦳 等待辅	谕出信号 P	in config_o	out0 💌	为 🦳 有效	● 无效	重命名
			🦳 等待条	そ (件) () () () () () () () () () () () () ()					删除
		+							
)						禁用
		+							
			🗌 Wait N	lodbus		▼ 为	0		快速控制
									0.2s 0.5s
									1s 5s
		•							
•	•								
🕩 Elephant Roboti	cs			下一步	运行	高级功能	全局	速度 10	% 正常

图 5-65 等待指令



5.1.4.1.4 设置

如图 5-66 所示,设置指令有五种模式的选择。

1, 设置 PIN:设置输出信号的状态,除了选择设置的输出信号,确定其是打 开或关闭的状态,还可以设置该信号保持的时间。

- 2, 设置条件: 自定义设置的内容。
- 3, 设置 Modbus。
- 4, 设置 TCP (即工具中心点)。
- 5, 设置载荷。

					RoboFlow				~ ^ X
く 主菜单	文件	编	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	202	2/2/23 02:16:35 下午
NewProgram1			■● 路点	一 天爪	等待	•■ 设置	小 组合	轨迹	- 示教
- 📄 程序			设置	设置_1					
● ● 设置_1: D0 0	0 = 1								返回
			☑ 设置 Pin Signa (Outpu	重Pin config l lt] ● 有刻	j_out0 ▼ \$X	保持	一直保持0	毫秒	重命名
			*	() 无第	牧	仅一次	激活200毫秒		删陈
		-	• 0 81	置条件		i Set Mod	bus		禁用
			(可通过)	<u> </u>	[多个Pin等操作.]				
			设计	ETCP	v	设置负载 (最大负载: 2 k	٤ 0.00 g)	kg	快速控制
		v		-		-			
•	►								
🕩 Elephant Robotic	s			下一步	运行	高级功能	全局速	渡 10	% 正常

图 5-66 设置指令



5.1.4.1.5 组合

如图 5-67 所示,组合指令提供了常用组合模板,例如抓取和放置组合。

						RoboFlow				~ ^ X
	く 主菜单	文件	编	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/2/2	3 02:17:03 下午
١	NewProgram1			■● 路点	同	人 等待	● 定 设置	3 组合	● 轨迹示教	
1	- 📄 程序	ŧ		组合	组合_1					
2	● ④ 组合_1			 【程序模机 抓放模板 】 指当前组 ● ● ● 	反 〔取或放置 目合保存为一个 記 民存新程序	程序				返回 重命名 删除 禁用
•										
	Elephant Robotics	s			下-步	运行	高级功能	全局速	度 10 %	正常

图 5-67 组合指令

用户使用组合模板时,例如使用抓取和放置模板,可以直接在模板程序的基础上修改参数、示教路点等,也可以根据需求自由增删指令。

使用组合模板可以简化用户查找指令的过程,更方便快捷完成对应项目的编程。



5.1.4.1.6 轨迹示教

如图 5-68 所示, 轨迹示教有 7 种模式的选择

- 记录频率:设置记录轨迹的频率。
- 设置速度:设置机器人运行速度。
- 记录方式:可选笛卡尔空间或关节空间。
- 记录时长。
- 新记录。
- 播放测试:选择已保存的文件进行测试。
- 快速控制:可选快速移动或自由移动进行轨迹示教。



图 5-68 轨迹示教指令



5.1.4.2 逻辑功能

5.1.4.2.1 循环

循环指令可以使循环内的所有指令重复执行一定的次数。如图 5-69 所示,循环 次数可以用常量或变量、表达式表示。

✓ 主菜单 文件 NewProgram1	= 쇠	扁辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能		/22 02 10 50 工ケ
NewProgram1						14/10/05/16	1022/2	/23 UZ:18:59 F+
NewFlogram		循环	if 条件判断	子程序	(11) 浅程	程序控制	条件选择	Z
1 - 🖻 程序		循环	循环_1					
2 6 循环_1		 ✓ 循环》 一 按变量 ◆ blue ▶ ○ 按条件 	欠数 0 + 仅一次 量循环 ▼ 牛循环		一直		_	返回 重命名 删除 禁用
	•	*						快速控制 1 2 次数 次数 5 10 次数 次数

图 5-69 循环指令

5.1.4.2.2 条件判断

对于设置的条件进行判断,允许程序读取数据,判断并确定下一步该做什么。 条件判断指令可以用来判断 I/O 信号,也可以用来判断其他条件。 条件判断指令由 3 个部分:"如果","否则如果"和"否则"组成,这三个部



分相互之间的关系如下:

1, 除了"如果"是不可或缺的组成部分,其余两项是可选部分;

2, 如果同时存在"如果", "否则如果"和"否则", 那么程序将首先读取
"如果", 然后读取"否则如果"… 第 n 个"否则如果", "否则", 这三者的关系如图 5-70 所示:



图 5-70 "如果", "否则如果"和"否则"的关系

- 3, 可以有多个"否则如果",但有且只有一个"如果",如果选择添加"否则" 也只能有一个"否则"。
- 4, 可以删除"否则如果"或"否则",但如果删除了"如果",则应删除所有"否则如果"和"否则"。

如图 5-71 所示是条件判断指令的设置页面。



		RoboFlow		~ ^ X
く 主菜単 文件	编辑 工具 基础功	能 逻辑功能 高级功能	昨 拓展功能 🔹	📸 2022/2/23 02:19:34 下午
NewProgram1	循环 条件	f 子程序 #	武程 石房控制	条件选择
1 - 🖻 程序	条件判断 如果_	_1		
2 ① 如果_1: DI0 = 0	类型	如果		返回
	✔ 如果输入信号	Pin config_in0 ▼ 如果输入信号符合该条件则	为 🦳 有效 主 无效	重命名
	□ 如果输出信号	Pin config_out0▼	为 🦳 有效 🍥 无效	删除
	● 如果条件		עין רואנט	禁用
	➡ ● 如果Modbus		为 0	
	】控制 添加 否则 如果	添加 否则		
	移除 否则 如果			
Elephant Robotics	人 下一步	运行 高级功能	全局速度	10 % 正常

图 5-71 条件判断指令

如上图所示,倘若符合"如果"的判断条件,那么机器人将会运动到路点1处; 倘若符合"否则如果"的判断条件,那么机器人将会运动到路点2处;倘若以上两个 条件都不符合,机器人将会运动到路点3的位置。



5.1.4.2.3 子程序

如图 5-72 所示,使用该指令可以调用其他子程序。主程序可以使用多个子程

序,但子程序内没有自己的子程序。

				-				
く 主菜単 5	文件	编	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🚔 2022/2/23 02:19:53 下午
NewProgram1			何环	if 条件判断	子程序	()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	1 程序控制	余件选择
1 - 📄 程序	ŧ		子程序	子程序	š_1			
2 子程序_1			1 加载子程/ 输入子程/	齐 字				返回 重命名 删除
			_					禁用
			加素	战新程序		清除程序	另存为	
			◆ ■ 显示					
				示子程序				
Elophant Dobetics	F	•					今尾海府	10 % 正带

图 5-72 子程序指令



如图 5-73 所示,可以在主程序中查看和编辑子程序。如对子程序进行编辑,请

注意在保存后才能生效。

	<	主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2019/1/	31 15:42:35
	hxx	_2019_01_31		(二) 循环	条	if 件判断	子程序	₩	た 程序控制	条件选择	
3 3 3 3 3	*	 融合、 建序:aa 金 建序:aa 金 路点 金 路点 	₽ ▲ \$\$_1: aa ▲ _1: Abs, Move. _ _2: Abs, Move. _	個外 □ 加载 aa	_余 子程序 子程序 加载新和	子程/	^{于程序} 予_1 清陽	线程	程序控制 另存为	余件 远 拜	返回 重命名 删除
4	•		T T	*	显示子和	21F					禁用
	•	Elephant Robo	otics		下一步	运行	亍 高		全局速度	10 %	- 正常

图 5-73 显示子程序



5.1.4.2.4 线程

线程沿主程序运行。 它用于检查信号,例如紧急按钮或安全光幕。如图 5-74 所示,可以设置线程的运行间隔时间。

				F	RoboFlow			✓ ∧ X
✓ 主菜单	文件	编辑	聞 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	🚔 2022/2/23 02:25:52 下午
NewProgram1			循环	if 条件判断	子程序	(川) 线程	1 程序控制	条件选择
1 🕑 程序	ŧ		线程	线程_1				
2线程_1			■ 线程运行间 ● Every ● 毎	70隔时间 10ms [De	fault]			返回 重命名 删除 禁用
Elephant Robotic	s		(全局速度	E 10 % 恢复

图 5-74 线程指令

注意,线程内不允许使用运动指令。



5.1.4.2.5 暂停

暂停指令用于控制机器人暂停、停止、重新开始。如图 5-75 所示是暂停指令的 具体配置页面。

设置暂停、停止状态的同时还可以选中"显示弹窗",自定义弹窗显示的内容。

设置重启状态,程序运行到本指令时,将会重新从开头第一句指令开始运行。



图 5-75 暂停指令



[

5.1.4.2.6 条件选择

			ſ	NUDULION			* ^	· ^
く 主菜単 文件	: ¥	扁辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/2/23 02:26:20	下午
NewProgram1		循环	if 条件判断	子程序	()) 线程	1 程序控制	← 条件选择	
1 - 📄 程序		切换	条件选择_1					
2 📄 🗢 条件选择_1		】以变量为 	参数执行切换 : 0	• +			重命名	
		▲					** 8	
			切换				<u></u> 素用	
		打开情况		▼ Ĵ	1 开			
Elephant Robotics	•		L +-#		高级功能	全局速度	E 10 % 恢复	

如图 5-76 所示,条件选择指令用于对某个变量的值进行判断。

图 5-76 条件选择指令

对应不同的条件值,有多少个条件值需要判断就增加多少个 case,可以打开每一个 case,增加对应执行的指令。例如,对整型变量 A 进行判断,设置 2 个 case,如 果 A 为 1,执行第一个路点指令,如果 A 为 2,执行第二个路点指令。

如果只判断少数变量值,其他情况统一处理,需要选择"切换",在切换里面增加对应执行的指令。

5.1.4.3 高级功能

5.1.4.3.1 托盘

托盘功能允许用户只示教少数点,通过这些点可以由机器人系统计算出其他点的 位置,运行该指令能够控制机器人运动到这些点位。如图 5-77 所示,可以选择直 线、平面、立方体、离散点。

			F	RoboFlow				~ ^ X
✓ 主菜单 文件	编辑	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	202	2/2/23 02:26:48 下午
NewProgram1		・ 托盘	(x,y) 给变量赋值	/> 脚本	一 弾窗	((•)) 发送器		
1 - 🖻 程序		托盘	托盘_1					
2 😑 条件选择_1								返回
3 13 托盘_1								
								重命名
								删除
		•	古代			亚南		
			且线			千回		禁用
		+					-	快速控制
			立方体			离散点		快速移动
								A
								自由移动
	•			\bigcirc				
 							_	
Elephant Robotics			下一步	运行	高级功能	全局速度	10	% 恢复

图 5-77 托盘类型选择





如图 5-78 所示,选择"直线"之后,选择点的数量,将会根据点的数量把直线 平均分割,这些点就是分割点,通过示教两个点确定这条直线。

		RoboFlow		~ ^ X
く 主菜単 文件 約	编辑 工具 基础功能	逻辑功能 高级功能	拓展功能	2022/2/23 02:27:02 下午
NewProgram1	11 11 托盘 给变量赋值	(<)> ··································	() 发送器	
1 - 🕑 程序	托盘 托盘_1			
2 😑 条件选择_1				返回
3 托盘_1: Line	点的数量	示范		
	■ 2 【保存点	÷		重命名
	保存当前点	· · · · ·		mire
	移动到该点			makar
	- 结束点		1	禁用
	▶ 【 【 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 】 【 】 】 】 】 【 】 】 】 】 】 】 【 】			
	▶ 移动到该点			快速控制
	● 设直点	红舟亦言	当前信.	快速移动
	(25米前上			
	休仔ヨ則点	pallet_1	0	())
_	移动到该点	🗌 不必重置	高级配置	自由移动
A				
Elephant Robotics	下一步	运行 高级功能	全局速度	10 % 恢复

图 5-78 直线



如图 5-79 所示,选择"平面"之后,分别选择两个轴的点的数量,平面被平均

分割,这些点就是分割点,通过示教四个点确定这个平面。

	RoboFlow		✓ ∧ X
◀ 主菜单 文件 结	辑 工具 基础功能 逻辑功能	高级功能 拓展功能 🛱	~2022/2/23 02:27:46 下午
NewProgram1	1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<></th1<>	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 🕑 程序	托盘 托盘_2		
2 😑 条件选择_1			返回
3	■点的数量	范	
4 托盘_2: Plane	A - 轴 - 2 +		
	B - 轴 - 2 +	1	重命名
	保存占		mu R¢
	▲ 匠始占	4	
		зВ	禁用
	▶ 保存当前点		
	▶ 移动到该点		快速控制
	设置点		
	し 设置相对运动 托盘变量	当前值:	快速移动
	保存当前点 pallet_2	2 0	
_	移动到该点	ē音 高级配置	自由移动
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Elephant Robotics	下一步运行	高级功能 全局速度	10 % 恢复

图 5-79 平面



如图 5-80 所示,选择"立方体"之后,分别选择三个轴的点的数量,立方体被 平均分割,这些点就是分割点,通过示教八个点确定这个立方体。



图 5-80 立方体

如图 5-81 所示,选择"离散点"时,选择点的数量,分别示教不同的点位。也就是说,离散点是多个点的集合。

	无论选择哪个类型, 第一次执行本指令时, 机器人将会运动到第一个点; 第二
	次运动到第二个点; 第 n 次运行该指令时运动到第 n 个点, 直到超过一共设
上 注意	置的点的数量就会从第一个点重新开始。
	注意,如果需要控制机器人分别到达每个点的位置,本指令需要配合循环指令
	使用。本指令只执行一次的话只会控制机器人到达第一个点。
	如果选择"不必重置",那么在还未执行完所有点位之前停止运行程序,再次
	运行时,将会从上一次中断的点开始,而不是从第一个位置开始。

く 主菜单 文件 编辑 工具 基础功能 逻辑功能 高级功能 拓展功能 2022/2/23 02:2 NewProgram1 社会 日本 中本 中面 上会 中面 上会 1 ● 程序 ●					Robo	Flow				~ ^ X
NewProgram1 任 日 <t< th=""><th>く 主菜单 文</th><th>件</th><th>编辑</th><th>工具 基础功</th><th>助能 逻</th><th>辑功能</th><th>高级功能</th><th>拓展功能</th><th>202</th><th>2/2/23 02:28:45 下午</th></t<>	く 主菜单 文	件	编辑	工具 基础功	助能 逻	辑功能	高级功能	拓展功能	202	2/2/23 02:28:45 下午
1 - ●	NewProgram1			11 () 11 11 11 12 12 12	x,y] 量赋值	/>/> 脚本	通知	((<u>●</u>)) 发送器		
2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 - 📄 程序		托	盘 托盘	_4					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2 张 托盘_4: Poin	its	k Π 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	点的数量 = 1 呆存点 原始点 保存当前点 移动到该点	+ •	┃ 示范	9 9	9 9 9		返回 重命名 删除 续用
↓ 设置点 〕 设置相对运动 托盘变量 当前值: ○ 快速 保存当前点 pallet_4 0 ○ ○ ●		•		² 登重点 设置相対运动 保存当前点 移动到该点	H I I I	盘变量 ballet_4		当前值: 	0	 () 快速移动 () 使速移动 () 自由移动

图 5-81 离散点



5.1.4.3.2 给变量赋值

如图 5-82 所示,本指令可以给整型变量、字符串变量赋值,还可以利用"设置

变量"直接根据指令设置变量的值。

				RoboFlow				~ ^ X
く 主菜単 文件	编	辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022	/2/23 02:31:59 下午
NewProgram1		11 托盘	(x,y) 给变量赋值		通窗	((()) 发送器		
1 - 🖻 程序		变量赋值		给量赋值_1				
2 📄 😡 给量赋值_1								返回
		 ✓ 变 选择型 ・ <	2量等于数值 变量 2量等于字符串 变量):= (字符)	0.00			重命名 删除 禁用
						以且交里		
< F	T							
Elephant Robotics			下一步	运行	高级功能	全局速度	10	% 正常

图 5-82 给变量赋值



5.1.4.3.3 脚本

脚本指令可以用于复杂指令的编辑,提供了更丰富的功能指令。如图 5-83 所示 是脚本指令的具体配置页面。设置脚本一共有两种类型,一种是单行表达式,另一种 是多行脚本。

						RoboFlow				~ ~ X
✓ 主菜单	文件	紤	辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	÷🛱 2	.022/2/23 02:32:22 下午
NewProgram1				托盘	[x,y] 给变量赋值	脚本	子子	(<u>●</u>)) 发送器		
1 - 📄 程序				脚本代码	脚本_1					
2			*	 ✓ 表达式 请输入表: □ 脚本 请输入脚 	 达式 本					返回 重命名 删除 禁用
◄ ¶▶ Elephant Robotic	55	•			ل	运行	高級功能	全局速	度 1	Append ▼ Load Script Clear Script

图 5-83 脚本



5.1.4.3.4 弹窗

弹窗指令允许用户自定义弹窗。也就是说,执行本指令时会有弹窗出现,弹窗内容是用户自定义的内容。如图 5-84 所示,弹窗有三种类型,信息、警告、错误,用户选择其一,再自定义弹窗内容。

弹窗控制也有三种:继续程序(日志记录),即不弹窗,只是将弹窗内容显示到日志中,程序继续运行;弹窗时暂停程序,即出现弹窗,并且程序暂停运行;弹窗时 停止程序,即出现弹窗,同时程序停止运行。

					F	RoboFlow				~ ^ X
<	【 主菜单	文件	编	ようしょう ほうしょう ほうしょう しょうしん しんしょう しんしょ しんしょ	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	2022/	2/23 02:32:39 下午
N	lewProgram1			21 托盘	(x,y) 给变量赋值	/>) 脚本	通窗	((<u>)</u>) 发送器		
1	- 📄 程序			弹窗	弹窗_1					
2	● 弹窗_1:	Message		弹窗类型	ł					返回
				信息		•				
				▌ 弾窗内容	ł					重命名
				输入内容	7 F					删除
			1							禁用
									-	
			4	▶						
				继续和	呈序 (日志记录)					
				弹窗	时暂停程序					
				弹窗	时停止程序					
			•							
•		►								
	🕩 Elephant Roboti	cs			下一步	运行	高级功能	全局速度	10	% 正常

图 5-84 弹窗

5.1.4.3.5 发送器

如果要进行 TCP/IP 通信,机器人系统必须设置 IP 和端口号,作为客户端或服务端,与其他设备进行通信。

发送器允许用户设置 TCP/IP 连接。如图 5-85 所示是发送器指令的具体配置页面。

如果机器人系统作为客户端,填写的 IP 地址是作为服务端的外部设备的 IP 地址,端口号对应服务端分配给机器人系统的端口号,在服务端处于监听状态下,点击连接,就可以实现与服务端进行通信。

如果机器人系统作为服务端,填写的 IP 地址是本机的 IP 地址,端口号对应分配 给客户端设备的端口号,点击监听,此时客户端设备可以连接机器人系统。在客户端 列表中可以查看所有客户端的 IP 地址和端口号。

建立通信后,可以发送和接收数据。

く 主菜单	文件	编辑	工具	基础功能	逻辑功能	高级功能	拓展功能	202	2/2/23 02:32:54 下午
NewProgram1			托盘	(x,y) 给变量赋值	(/>/>)脚本	子	留 ば し の の し の の し の の の		
- 📄 程序			发送器	发送器_1					
● 爱送器_1: C	lient	ŧ	■ 连接设計 ● 客户 IP:	≦ ■端设置 5端设置 92.168.10.177]表: 2	客户端IP) 端口:	3,000 连接 5,501 <u>监听</u> 客户端名字		返回 重命名 删除
		•	■ 数据传载 要发送的 ▼ 以字	俞 〕数据 符串形式发送	测试	收发记录	7.111111111111111111111111111111111111	<u>ج</u>	禁用



图 5-85 发送器

5.2 API 接口说明

5.2.1 概述

大象机器人允许用户使用 Socket 远程控制机器人。我们使用 TCP 协议在客户端和机器人之间进行通信,用户可以通过 TCP 发送格式化字符串来获取或设置机器人的某些属性/状态,每个 API 的格式介绍如下。

5.2.2 Socket 字符串格式规范

5.2.2.1 获取机器人当前角度

Socket 字符串格式: get_angles()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如下所示:get_angles:[0.174058, 0.520382, -0.07874, 0.092855, 0.0, 0.030356]。如果发生错误,将返回 InvalidAngles()函数(格式为[-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -1.0, -1.0])。

5.2.2.2 设置机器人的角度

Socket 字符串格式: set_angles(joint1_angle, joint2_angle, joint3_angle, joint4 angle, joint5 angle, joint6 angle, speed)

示例: set angles(10.0,11.0,12.2,12.3,.11.1,16.0,500)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_angles:[ok]。如果发生错误,将会收到:



set_angles:error_message.

5.2.2.3 设置一个关节的角度

Socket 字符串格式: set_angle(joint,angle, speed)

示例: set_angle(J1,50.5,500)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_angle: [ok]。如果发生错误,将会收到:

set_angle:error_message.

5.2.2.4 获取机器人的当前坐标

Socket 字符串格式: get_coords()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如下: get_coords:[0.174058, 0.520382, -0.07874, 0.092855, 0.0, 0.030356]。如果发生 错误,将返回 InvalidCoords()函数(格式为[-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -1.0, -1.0])。

5.2.2.5 设置机器人的坐标

Socket 字符串格式: set_coords(axis_x_coord, axis_y_coord, axis_z_coord, axis_rx_coord, axis_ry_coord, axis_rz_coord, speed)

示例: set_coords(10.0,11.0,12.2,12.3,.11.1,16.0,500)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_coords:[ok]。如果发生错误,将会收到: set coords:error message。



5.2.2.6 设置一个轴的坐标

Socket 字符串格式: set_coord(axis,coordinate,speed)

示例: set_coord(x,50.5,500)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到:set_coords:[ok]。如果发生错误,将会收到:

set_coords:error_message.

5.2.2.7 获取数字输出引脚的信号

Socket 字符串格式: get_digital_out(pin_number)

示例: get_digital_out(1)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如下: get digital out:1。如果发生错误,将会收到:get digital out:error message。

5.2.2.8 设置数字输出引脚的信号

Socket 字符串格式: set_digital_out(pin_number,signal)

示例: set_digital_out(1,1)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_digital_out:[ok]。如果发生错误,将会收到: set_digital_out:error_message。



5.2.2.9 获取引脚中的数字信号

Socket 字符串格式: get_digital_in(pin_number)

示例: get_digital_in(1)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如下: get digital in:1。如果发生错误,将会收到: get digital in:error message。

5.2.2.10 设置模拟输出引脚的信号

Socket 字符串格式: set_analog_out(pin_number,signal)

示例: set_analog_out(1,1.5)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_analog_out:[ok]。如果发生错误,将会收到: set_analog_out:error_message。

5.2.2.11 向一个方向连续改变一个轴的坐标

Socket 字符串格式: jog_coord(axis,direction,speed)

示例: jog_coord('x' ,1, 500)

方向可以为-1、0、1,-1表示负方向,1表示正方向,0表示停止。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: jog_coord:[ok]。如果发生错误,将会收到: jog_coord:error_message.

5.2.2.12 向一个方向连续改变一个关节的角度

Socket 字符串格式: jog_angle(joint,direction,speed)

示例: jog_angle('J1', 1, 500)

方向可以为-1、0、1,-1表示负方向,1表示正方向,0表示停止。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: jog angle:[ok]。如果发生错误,将会收到:

jog_angle:error_message.

5.2.2.13 启动系统

Socket 字符串格式: state_on()

示例: state_on()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: state_on:[ok]。如果发生错误,将会收到:

state_on:error_message.

5.2.2.14 关闭系统

Socket 字符串格式: state off()

示例: state_off()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功

调用,将会收到: state off:[ok]。如果发生错误,将会收到:

state_off:error_message.

5.2.2.15 停止任务

Socket 字符串格式: task_stop()

示例: task_stop()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到:state_off:[ok]。如果发生错误,将会收到:

state_off:error_message.

5.2.2.16 设置进给速率

Socket 字符串格式: set_feed_rate()

示例: set_feed_rate(50.0)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set feed rate: 0。返回其他值则为调用失败。

5.2.2.17 让机器人短暂休眠

Socket 字符串格式: wait(seconds)

示例: wait(10.5)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功

调用,将会收到:wait:[ok]。如果发生错误,将会收到:state_off:error_message。 这个功能将使机器人在给定的几秒钟内"休眠",就像在你的代码中使用 sleep()函数 一样。

5.2.2.18 翻转 Z 轴的值

Socket 字符串格式: set_upside_down(up_dn)

示例: set_upside_down(1)

1表示翻转, 0表示不翻转。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_upside_down:[ok]。如果发生错误,将会收到:

set_upside_down:error_message.

5.2.2.19 机器人上电

Socket 字符串格式: power_on()

示例: power_on()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到:power_on:[ok]。如果发生错误,将会收到:

power_on:error_message.

5.2.2.20 机器人断电

Socket 字符串格式: power_off()

示例: power_off()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: power off:[ok]。如果发生错误,将会收到:

power_off:error_message.

5.2.2.21 检查机器人是否上电

Socket 字符串格式: is_power_on()

示例: is_power_on()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果机器 人处于供电状态,将会收到 is_power_on:1;如果机器人处于断电状态,将会收到 is_power_on:0;如果发生错误,将会收到: is_power_on:error_message。

5.2.2.22 获取机器人运行速度

Socket 字符串格式: get speed()

示例: get_speed()

速度参数单位是 mm/s。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如下: get_speed:500。如果发生错误,将会收到:get_speed:error_message。

5.2.2.23 检查机器人状态

Socket 字符串格式: state_check()

示例: state_check()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果机器 人处于正常状态,将会收到 state_check:1;如果机器人处于非正常状态,将会收到 state check:0;如果发生错误,将会收到: state check:error message。

5.2.2.24 检查机器人是否在运行

Socket 字符串格式: check_running()

示例: check_running()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果机器

人正在运行,将会收到 check_running:1;如果机器人未运行,将会收到

check_running:1; 如果发生错误,将会收到: check_running:error_message。

5.2.2.25 设置机器人的扭矩限制

Socket 字符串格式: set_torque_limit(axis,torque)

示例: set_torque_limit(x,10.0)

axis 可以是 x、y 或 z 轴。

扭矩单位是 N。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_torque_limit:[ok]。如果发生错误,将会收到:

set_torque_limit:error_message.

5.2.2.26 打开一个 g_code 格式的文件

Socket 字符串格式: program_open(file_path_name)

示例: program open(/usr/a,txt)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功

调用,将会收到: program open:0。如果发生错误,将会收到:

program_open:error_message.

5.2.2.27 从给定的 g_code 格式文件行中运行指定行

Socket 字符串格式: program_run(line_number)

示例: program_run(0)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功

调用,将会收到: program_run:0。如果发生错误,将会收到:

program_run:error_message.

5.2.2.28 获取机器人错误信息

Socket 字符串格式: read_next_error()

示例: read_next_error()

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: read_next_error:error_message

5.2.2.29 设置机器人的有效载荷

Socket 字符串格式: set_payload(payload)

139

示例: set_payload(5.0)

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_payload:[ok]。如果发生错误,将会收到:

set_payload:error_message.

5.2.2.30 设置机器人的加速度

Socket 字符串格式: set_acceleration(acc)

示例: set_acceleration(50)

加速度必须为整数,加速度单位为 mm/s^2。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: set_acceleration:[ok]。如果发生错误,将会收到: set acceleration:error message。

5.2.2.31 获取机器人的加速度

Socket 字符串格式: get_acceleration()

示例: get_acceleration()

加速度单位为 mm/s^2。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到:get_acceleration:50。



5.2.2.32 变量赋值

Socket 字符串格式: assign_variable('variable_name' ,value) 示例: assign_variable('A' ,10) 或 assign_variable('B' ," ABC") 变量名需要使用单引号('')进行引用; 值是字符串, 使用双引号("")引 用。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: assign_variable:[ok]。如果发生错误,将会收到: assign_variable:error_message。

5.2.2.33 获取一个变量的值

Socket 字符串格式: get variable('variable name')

示例: get_variable('A')

变量名需要使用单引号("))进行引用。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: assign_variable:10。如果发生错误,将会收到: assign_variable:error_message。

5.2.2.34 等待命令完成

Socket 字符串格式: wait_command_done()

示例: wait command done()

此函数将等待到上一个命令完成为止。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功

141

调用,将会收到: set_payload:0。如果发生错误,将会收到: set payload:error message。

5.2.2.35 暂停程序

Socket 字符串格式: pause_program()

示例: pause_program()

此函数将暂停正在运行的程序。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到: pause program:[ok]。如果发生错误,将会收到:

pause_program:error_message。

5.2.2.35 恢复程序

Socket 字符串格式: resume_program()

示例: resume_program()

此函数将恢复被暂停的程序。

返回字符串被格式化为键值对,键是函数名,值是接收自机器人的值,如果成功 调用,将会收到:resume_program:[ok]。如果发生错误,将会收到:

resume_program:error_message.



5.2.3 Socket API 使用示例

1, 创建空白程序

如图 5-86 所示,给机器人上电后,依次点击"编写程序"、"空白程序",

进入程序创建页面。

		RoboFlow	¥ ^
Robo 主菜	Flow ^{这单}	创建程序	
运行程序	/> 編写程序	空白程序 【	
统计报表	記画中心	■ 加载程序	
ション	し、关机	加载程序	

图 5-86 创建空白程序

2, 启动监听

如图 5-87 所示,依次点击"工具","配置","网络/串口"进入 API 监 听页面。填写 TCP Server 的 IP 地址并设置端口号, IP 地址可以在命令行终端通 过 ifcong 命令查看,端口号建议设置区间为 1024 到 49151。

点击"开始"按钮即可开始监听 Socket API。



			1 Ro	oboFlow			~	/ ^ ×
<	主菜单	文件 编辑 工具	基础功能	逻辑功能	高级功能 拓	展功能	2022/2/25 02:42	:41 下午
Ne	wProgram1	() 使速移动		2	愛量	日志	基础设置	
	配置						返回	
	配置	I API监听 — TCP Server ———						
	加载/保存	IP: 192.16 端口:	8.1.159 5,001			开始	4	
	安全配置		r	Data bita	Parity	Stop bits		
	网络/串口 3	ttyAMA0	 9600 	 Bata bits 	▼ 无	▼ 1	•	
1	Modbus	行读取				开始		
	原点							
	I/0配置	┃ 设置IP						
		设置IP : 192.	168.1.159				Share	
		子网掩码: 255.	255.255.0			设置IP	Screen	

图 5-87 监听 Socket

3, 个人电脑连接机器人

如图 5-88 所示,在个人电脑端打开软件"sokit",点击软件上方的"客户端",进入网络设置页面。服务器地址与端口号填写 RoboFlow 中设置的值,点击 TCP 连接即可连接到机器人。若连接成功,则会显示如图 5-89 所示的信息。


服务器 转发器 客户端 ①] 事板	
┌网络设置	
服务器 <mark>地2:</mark> 92.168.1.159 🗹 端口: 5001 💽 TCP 连接 🛛 🕄 P 通道	
数年の	发送
数据2.	发达
	<u>42:</u>
数据2. *//用2.	
	友达
收发记录: 接收 0,发送 0 🗌 写入日志	清除

图 5-88 连接 RoboFlow

服务器 转发器 客户端 记事板	
□ 网络设置	
服务器地址: 92.168.1.159 ヹ 端口: 5001 ヹ TCP 连接 UDP 通道	
数据0:	发送
数据1:	发送
数据2:	发送
数据3:	发送
收发记录: 接收 0,发送 0 □ 写入日志	清除
4:43:31 MSG TCP connection to 192.168.1.159:5001 opened!	
14:43:31 MISG ICP connection to 192.168.1.159:5001 opened!	

图 5-89 连接成功



4, 发送 Socket API

如图 5-90 所示,在数据窗口中输入想要发送的 Socket API,点击发送即可,

收到的信息将会在收发记录中显示。

服务器 转发器 客户端 记事板	
网络设置 服务器地址: 92.168.1.159 ⊻ 端口: 5001 ⊻ TCP 连接 UDP 通道	
数据0: get angles() 1	发送
数据1:	发送
数据2:	发送
数据3:	发送
收发记录: 接收 73 , 发送 12	清除
- 14:45:23 MSG TCP connection to 192.168.1.159:5001 opened! ⊕ 14:45:25 DAT < <12> get_angles() ⊕ 14:45:25 DAT> <73> get_angles:[-0.000563,-89.999578,-0.000021,-89.912109,0.175]	781,
14:45:25 DAT> <73> get_angles: [-0.000563,-89.999578,-0.000021,-89.912109,0.175781,-0.351562]	

图 5-90 发送成功